

Dokumentnummer: 12113D

Version: 1

Gültig ab: 01.04.2013

# REFERENZHANDBUCH

# LabScat 2



Labortrübungsmessgerät

Copyright© ist bei SIGRIST-PHOTOMETER AG., Technische Änderungen vorbehalten 5/2013

SIGRIST-PHOTOMETER AG Hofurlistrasse 1 CH-6373 Ennetbürgen Schweiz Tel. +41 41 624 54 54 Fax +41 41 624 54 55 info@photometer.com www.photometer.com

# **Inhaltsverzeichnis**

1	Allgem 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9	verwendete Fachbegriffe (Glossar)  Zweck des Referenzhandbuchs Zielgruppe der Dokumentation Weiterführende Dokumentation Urheberrechtliche Bestimmungen Aufbewahrungsort des Dokuments Nachbestellung des Dokuments Bedeutung der Sicherheitssymbole Bedeutung der Piktogramme	
2		eibung der Menüfunktionen Allgemeines zur Menübeschreibung Menü: Nachkali (K1 90°/K2 25°) Menü: Simulation Menü: Logger Menü: Konfiguration Menü: Mess. Kanäle (K1 90°/K2 25°) Menü: Spezialfunk Menü: Mess-Info Menü: System-Info Neue Softwareversion laden	
3	Mit We 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	Peb-Benutzeroberfläche arbeiten Inbetriebnahme der Web-Benutzeroberfläche IP-Adresse bei PC mit Windows XP anpassen IP-Adresse bei PC mit Windows 7 anpassen Startseite im Normalbetrieb Messung auslösen Logger-Daten speichern	31 32 35
4	Repara 4.1	turarbeitenNetzteil ersetzen	
5	Feldbus 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8	Einführung  Zugang zu Feldbusschnittstellen bewerkstelligen Übersicht Modbus RTU und Profibus DP  Klemmenbelegung Modbus RTU/Profibus DP  Modbus RTU  Modbus TCP  Profibus DP  Funktion der Live-Felder im Profibus-DP	42 45 46 49
6	Anhang 6.1	g	
7	Indov		50

# 1 Allgemeine Benutzerinformationen

### 1.1 Verwendete Fachbegriffe (Glossar)

Fachbegriffe finden Sie auf der Internetseite www.photometer.com/de/abc/index.html

#### 1.2 Zweck des Referenzhandbuchs

Das vorliegende Referenzhandbuch stellt dem Benutzer ergänzende Informationen zur Betriebsanleitung zur Verfügung.

### 1.3 Zielgruppe der Dokumentation

Das Referenzhandbuch richtet sich an alle Personen, die mit dem Inhalt der Betriebsanleitung vertraut sind und detaillierte Informationen zu den Themen wie mechanischer Aufbau, Konfiguration, Reparaturen usw. benötigen.

#### 1.4 Weiterführende Dokumentation

DOKNR.	TITEL	INHALT	
12112D	Betriebsanleitung	Enthält die wichtigsten Informationen über den gesamten Lebenszyklus des Geräts.	
12114D	Kurzanleitung	Wichtigste Funktionen sowie Wartungsplan.	
12406D	Datenblatt	Beschreibungen und Technische Daten zum Gerät.	
12115D	Serviceanleitung	Reparatur- und Umbauanleitungen für Servicetechniker.	
12733DEF	Konformitätserklärung	Bestätigung der zugrunde liegenden Richt- linien und Normen.	

### 1.5 Urheberrechtliche Bestimmungen

Das vorliegende Dokument wurde von der SIGRIST-PHOTOMETER AG verfasst. Das Kopieren oder Verändern des Inhalts sowie die Weitergabe an Drittpersonen darf nur im Einvernehmen mit der SIGRIST-PHOTOMETER AG erfolgen.

## 1.6 Aufbewahrungsort des Dokuments

Das vorliegende Dokument ist Teil des Produkts. Es sollte an einem sicheren Ort aufbewahrt werden und für den Benutzer jederzeit griffbereit sein.

### 1.7 Nachbestellung des Dokuments

Die aktuellste Version dieses Dokuments kann unter <u>www.photometer.com</u> heruntergeladen werden (einmalige Registrierung erforderlich).

Es kann auch bei der zuständigen Landesvertretung nachbestellt werden (→ Betriebsanleitung "Kundendienstinformationen").

### 1.8 Bedeutung der Sicherheitssymbole



Hier werden alle **Gefahrensymbole** erklärt, die innerhalb dieses Dokuments vorkommen:

Gefahr durch Stromschlag mit möglicher schwerer Körperverletzung oder Tod als Folge.

Das Nichtbeachten dieses Gefahrenhinweises kann zu Stromschlägen mit tödlichem Ausgang führen.



#### Explosionsgefahr mit möglicher schwerer Körperverletzung oder Tod als Folge.

Das Nichtbeachten dieses Hinweises kann zu Explosionen mit hohem Sachschaden und tödlichem Ausgang führen.



#### Warnung vor einer möglichen Körperverletzung oder gesundheitlichen Spätfolgen.

Das Nichtbeachten dieses Hinweises kann zu Verletzungen mit möglichen Spätfolgen führen.



#### Hinweis auf mögliche Sachschäden.

Das Nichtbeachten dieses Hinweises kann zu Sachschäden am Gerät und dessen Peripherie führen.

# 1.9 Bedeutung der Piktogramme

**1** 

Hier werden alle **Piktogramme** erklärt, die innerhalb dieses Dokuments vorkommen:

Zusätzliche Informationen zur aktuellen Thematik.



Praktische Arbeitsvorgänge am Photometer.



Manipulationen auf der Anzeige (Touchscreen).



Arbeiten am PC.



Ausklappbare, zusätzliche Hilfe.

# 2 Beschreibung der Menüfunktionen

# 2.1 Allgemeines zur Menübeschreibung



Die Menüs sind für die Bedienung am Photometer und für die Web-Benutzeroberfläche weitgehend identisch. Abweichungen zwischen den beiden Bedienmöglichkeiten sind an den entsprechenden Stellen separat beschrieben (z.B. "Einstellen der Betriebssprache" oder "in den Servicebetrieb umschalten").

SYMBOL	BEDEUTUNG
The state of the s	Kennzeichnet Funktionen die vom Benutzer <b>nicht</b> veränderbar sind.
<b>\$</b>	Werkseitige Vorgabewerte sind jeweils mit diesem Symbol gekennzeichnet.



Im Anhang befindet sich die ausklappbare Menüstruktur.

# 2.2 Menü: Nachkali (K1 90°/K2 25°)

Sollwert	Funktionen / Werte / Parameter
Wert, der zum Gerät gehörenden Kontrol-	(gerätespezifisch)
leinheit oder zur Formazinlösung gehört.	Siehe auch:  Betriebsanleitung

Istwert	Funktionen / Werte / Parameter
Aktuell gemessener Wert.	(gerätespezifisch)
LINE TO THE SECOND SECO	Siehe auch:  Betriebsanleitung

Akt.Korr	Funktionen / Werte / Parameter	
Aktueller Korrekturfaktor, der die Abwei-	<b>♦</b> 1.000	
chung zur Werkskalibrierung angibt.	Siehe auch:  Betriebsanleitung	

Abgleich	Funktionen / Werte / Parameter	
Löst Abgleich aus. Aus dem Ist- und Soll- wert wird ein neuer Korrekturfaktor er- rechnet.	auslösen	
	Siehe auch:  Betriebsanleitung	
	Betriebsanleitung	

# 2.3 Menü: Simulation

Messwert Mode	Funktionen / Werte / Parameter	
Mit dieser Funktion können Messwerte an den Ausgängen simuliert werden.	<b>♦</b> Aus	Deaktiviert die Funktion.
Um die einzelnen Messwerte klar unter- scheiden zu können, hat jeder Kanal einen	Statisch	Der Basis-Simulationswert ist 1.
eigenen Multiplikationsfaktor zum Basis- Simulationswert.	Dynamisch	Der Basis-Simulationswert wechselt zwischen Werten von 1 bis 2.
Siehe auch:  Simu-Wert	Simu-Wert	Der Basis-Simulationswert wird vom Parameter <b>Simu-</b> <b>Wert</b> übernommen.

Simu-Wert	Funktionen / Werte / Parameter
Wenn im Menü <b>Messwert Mode</b> die	<b>\$</b> 1.000
Funktion <b>Simu-Wert</b> eingestellt wird, dann wird der hier angegebene Wert als Basis-Simulationswert übernommen.	Siehe auch:
	Betriebsanleitung
	Messwert Mode

Fehler Mode	Funktionen / Werte / Parameter	
Mit dieser Funktion können alle Fehlermel-	<b>⇔</b> Aus	Deaktiviert die Funktion.
dungen an den digitalen Schnittstellen si- muliert werden.	Siehe auch:  Betriebsanlei	tung

Lichtquelle	Funktionen / Werte / Parameter	
Zu Testzwecken oder Fehlereingrenzung	<b>♦</b> Aus	Lichtquelle ist ausgeschaltet
kann die Lichtquelle mit dieser Funktion manuell ein- oder ausgeschaltet werden.	1	Lichtquelle ist eingeschaltet

### 2.4 Menü: Digi. Schnitt.

Hier können die digitalen Schnittstellen konfiguriert werden. Die zur Verfügung stehenden Parameter sind abhängig von den im PHOTOMETER integrierten Schnittstellenmodulen (Modbus/Profibus).



Nach dem Umstellen dieser Optionen, muss das Gerät aus- und wieder eingeschaltet werden. Die Menüs Modbus/Profibus werden nur angezeigt, wenn die entsprechenden Module eingebaut sind.  $\rightarrow$  Betriebsanleitung

#### 2.4.1 Untermenü: Ethernet

DHCP	Funktionen / Werte / Parameter	
Automatische Vergabe von IP-Adressen.	Nein	Funktion deaktiviert
	Ja	Funktion aktiviert
	Siehe auch:  Betriebsanleitung	

IP-Adresse	Funktionen / Werte / Parameter	
	<b>\$</b> 169.254.1.1	IP-Adresse frei wählbar
	Siehe auch:	
	<ul><li>Betriebsanleitung</li></ul>	

Gateway-Adr.	Funktionen / Werte / Parameter	
	<b>\$</b> 169.254.1.2	Gateway-Adresse frei wählbar
	Siehe auch:	
	Betriebsanlei	tung

Sub-Net Mask	Funktionen / Werte / Parameter	
	<b>2</b> 55.255.0.0	Sub-Net Mask frei wählbar
	Siehe auch:	
	■ Betriebsanleitung	

# 2.4.2 Untermenü: Modbus RTU (Optional)

Slave Nr.	Funktionen / Werte / Parameter	
Definieren der Slavenummer mit der das Photometer im Leitsystem adressiert wird.	<b>\$</b> 1	Werte zwischen 1 und 240 sind zulässig.
	Siehe auch:	
	<ul><li>Betriebsanleitung</li></ul>	

Baudrate	Funktionen / We	rte / Parameter
Einstellen der Baudrate der Modbus-	<b>\$</b> 115200 Baud	Baudrate in Bits/s
Schnittstelle.		Weitere verfügbare Werte: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 230400 Baud

Parity	Funktionen / Werte / Parameter	
Einstellen der Paritätsbits der Modbus- Schnittstelle.	<b>☼</b> Gerade	Gerades Paritätsbit (EVEN)
	Ungerade	Ungerades Paritätsbit (ODD)
	Kein	Kein Paritätsbit (NONE)

# 2.4.3 Untermenü: Profibus DP (Optional)

Steuerung	Funktionen / Werte / Parameter	
Einstellen, ob über den Profibus nur Werte ausgelesen oder auch Werte geschrieben	<b>\$</b> Lokal	Werte können nur gelesen werden.
werden können.	Extern	Lesen und schreiben der Werte. Das Photometer kann via Profibus gesteuert werden.

Slave Nr.	Funktionen / Werte / Parameter	
Definition der Profibus-Slavenummer.	<b>\$</b> 1	Werte zwischen 1 und 240 sind zulässig.
	Siehe auch:  Betriebsanleitung	

# 2.5 Menü: Logger

Daten	Funktionen / Werte / Parameter	
Nachdem die Taste <b>Definieren</b> gedrückt wurde, erscheinen diese Funktionen.	<b>A</b> ktiv	Aktiviert die Logger- Funktion und speichert die Messwerte.
	Bezeichnung	Aktiviert die Probenbezeichnung. Nach Drücken der Taste <b>Messung</b> wird ein Eingabemenü eingeblendet, in welchem ein Text für die Probenbezeichnung eingegeben werden kann. Dieser Text wird zu den zugehörenden Messwerten gespeichert.
	Fehler	Speichert zusätzlich die Fehlermeldung.
	Innen-Temp	Speichert zusätzlich die In- nentemperatur.
	LED-Temp	Speichert zusätzlich die LED- Temperatur.
	Feuchte	Speichert zusätzlich den Feuchtewert.
	Siehe auch:  Betriebsanle	itung

Abst-Zeichen	Funktionen / Werte / Parameter	
Festlegen des Zeichens zwischen zwei Ko-	<b>☼</b> Tab	Setzt einen Tabulator.
lonnen.	Komma	Setzt ein Komma.

End-Zeichen	Funktionen / Werte / Parameter	
Definiert das Zeichen für das Zeilenende.	CR + LF	Windows
	CR	Mac
	LF	Unix

# 2.6 Menü: Konfiguration

Sprache	Funktionen / Werte / Parameter
Einstellen der Menüsprache.	Deutsch
Siehe auch:  Betriebsanleitung	<b>❖</b> English
<b>b</b> etriebsariieiturig	Francais
	Espanol
	Nederlands

Betriebszwang	Funktionen / Werte / Parameter	
Einstellen der Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Messbetrieb zurückkehrt	<b>\$</b> 900 s	Einstellbarer Bereich zwi- schen 60 60'000 s
(Betriebszwang).  Dies betrifft den Fall, wenn sich das Gerät im Servicebetrieb befindet und keine Ma-	60000 s	Betriebszwang ausgeschaltet.
nipulationen mehr an der Tastatur gemacht werden.	Siehe auch:  Betriebsanleitung	
Mit dieser Option kann verhindert werden, dass das Messgerät für beliebig lange Zeit im Servicebetrieb verweilt, wo kein relevan- ter Messwert/Grenzwert ausgegeben wer- den kann.		

Zugriffscode	Funktionen / Werte / Parameter	
Einstellen des Zugriffscods für die Aktivierung des Servicebetriebs.	<b>\$</b> 0	Einstellbarer Bereich 0 999999
	Siehe auch:	
	<ul><li>Betriebsanleitung</li></ul>	

Display Kontrast	Funktionen / Werte / Parameter	
Hier kann der Kontrast des Displays einge- stellt werden. Je höher der Wert desto grösser der Kon- trast des Display.	<b>♦</b> 8	3 31 Stufen

Display Helligk.	Funktionen / Werte / Parameter	
Hier kann die Helligkeit des Displays einge- stellt werden. Je höher der Wert desto hel- ler wird das Display.	<b>♦</b> 64	0 127 Stufen

Datum	Funktionen / Werte / Parameter	
Einstellen des aktuellen Datums.	TT.MM.JJJ	TT: Tag MM: Monat JJJJ: Jahr
	Siehe auch:  Betriebsanlei	tung

Zeit	Funktionen / Werte / Parameter	
Einstellen der aktuellen Uhrzeit.	hh:mm:ss	hh: Stunden mm: Minuten ss: Sekunden
	Siehe auch:  Betriebsanleitung	

Datumsformat	Funktionen / Werte / Parameter	
Einstellen des Datumformats, welches beim	UILL.WM.TT	TT: Tag
Menü <b>Datum</b> eingestellt werden kann.	TT/MM/JJJJ	MM: Monat JJJJ: Jahr
	MM/TT/JJJJ	
	Siehe auch:	
	Betriebsanlei	tung

Sommerzeit	Funktionen / Werte / Parameter	
Einstellen der Sommerzeit.	<b>S</b> Europa	Stellt am letzten Sonntag im März auf Sommerzeit und am letzten Sonntag im Ok- tober auf die Winterzeit um.
	nein	Winterzeit
	Ja	Sommerzeit

Bezeichnung	Funktionen / Werte / Parameter
Einstellen der Bezeichnung für die Mess- stellenidentifikation für den Betrieb mit der Web-Benutzeroberfläche.	13-stellige individuelle Messstellen- bezeichnung.

# 2.7 Menü: Mess. Kanäle (K1 90°/K2 25°)

Skalierung	Funktionen / Werte / Parameter
Einstellen des Skalierungsfaktors für eine kundenspezifische Masseinheit oder für das Anpassen an Laborwerte. Der Skalierungs- faktor wird mit dem Messwert multipliziert.	❖ 1.000
Die Einheit kann separat eingestellt werden (siehe unten).	

Einheit	Funktionen / Werte / Parameter	
Einstellen der Zeichenfolge für eine kundenspezifische Masseinheit.	EBC	Es können maximal 7 Zeichen definiert werden.

Bez. Lin. 1 4	Funktionen / W	erte / Parameter
Eingabe einer Bezeichnung, zur Identifikation dieses Kanals.	<ul> <li>≈ 25mm</li> <li>≈ 60mm</li> <li>≈ 65mm</li> <li>≈ 80mm</li> </ul>	Eingabe einer Bezeichnung, zur Identifikation dieses Kanals.

Linear. 1 4	Funktionen / Werte / Parameter
· •	Definieren
risierung mit acht Stützpunkten (Ist / Soll Wertepaare).	Siehe auch:  Betriebsanleitung

### 2.7.1 Linearisierung

Die vier Kundenlinearisierungen sind mit Erfahrungswerten verschiedenener Flaschendurchmessern vorprogrammiert. Diese Kurven können den eigenen Bedürfnissen angepasst werden.

Die Linearisierungskurven können verwendet werden, um eine von Formazin unterschiedliche Bezugsgrösse zu programmieren oder um den Einfluss einer speziellen Messzelle (z.B. 25mm Küvette) zu kompensieren.

Dazu müssen im LabScat 2 zwei bis acht Stützwerte (Tab 0 .. Tab 7) innerhalb des gewünschten Messbereichs (graue Fläche) ausgemessen werden. Jeder Stützwert besteht aus einem Sollwert und je einem Istwert. Je mehr Stützwerte erstellt werden, desto genauer werden später die Messungen.

Es werden getrennte Linearisierungskurven für den 90° und 25° Messwinkel verwendet.




Abbildung 1: Linearisierungskurve



Messwerte zwischen den Stützwerten werden linear interpoliert. Messwerte die kleiner sind als der kleinste Sollstützwert, werden wie der kleinste Stützwert behandelt. Messwerte ausserhalb des höchsten Sollstützwerts werden als Überlauf angezeigt (\*\*\*\*).

Erfahrungswerte von verschieden Flaschendurchmessern:

	90°					
Soll	Ist					
	*25mm	50mm	<b>♦</b> 55mm	*60mm	*65mm	*80mm
550	252	-	-	-	-	-
200	109	177	200	222	245	313
100	60.2	93.0	100	107	114	136
50.0	32.8	47.3	50.0	52.6	55.3	63.3
20.0	14.9	19.2	20.0	20.8	21.6	23.9
10.0	8.18	9.73	10.0	10.3	10.6	11.4
5.00	-	4.93	5.00	5.08	5.15	5.38
2.00	1.86	1.97	2.00	2.03	2.06	2.15
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<sup>\*</sup> Dies sind werkseitig programmierte Werte. Zusätzlich wird eine 50mm Linearisierung zur Verfügung gestellt.

	25°					
Soll	lst					
	*25mm	50mm	<b>❖</b> 55mm	*60mm	*65mm	*80mm
550	262	-	-	-	-	-
200	124	171	200	229	258	345
100	64.2	93.5	100	106	112	130
50.0	35.3	47.9	50.0	52.1	54.2	60.6
20.0	15.5	19.4	20.0	20.7	21.3	23.1
10.0	8.50	9.79	10.0	10.2	10.4	11.0
5.00	-	4.94	5.00	5.06	5.12	5.29
2.00	1.99	1.97	2.00	2.02	2.05	2.12
0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<sup>\*</sup> Dies sind werkseitig programmierte Werte. Zusätzlich wird eine 50mm Linearisierung zur Verfügung gestellt.

# 2.7.2 Eingeben einer kundenspezifischen Linearisierung

	MANIPULATION	ZUSATZINFO / BILDER
1.	Taste <b>Menu</b> drücken.	
2.	Zugriffscode einstellen und mit <b>OK</b> bestätigen.	Werkseinstellung ist 0.
3.	Taste <b>Mess. Kanäle</b> drücken.	
4.	Taste <b>K1 90°</b> drücken.	
5.	Festlegen, welche der vier Linearisierungskurven (n) angepasst werden soll.  Dann Taste rechts von <b>Bez. Lin. n</b> drücken und einen Bezeichnungstext eingeben.	
6.	Bei <b>Linear. n</b> Taste <b>Definieren</b> drücken und in der Linearisierungstabelle die acht Stützwerte eingeben.  Mit Taste <b>ESC</b> Linearisierungstabelle verlassen.	Henu\Hesskanal\LinTab       1/3         Ist       Soll         Tab 0       216.0       500.0         Tab 1       103.0       189.0         Tab 2       58.30       95.30         Mess       Menu       ESC       ▼
7.	Mit Taste <b>ESC</b> Kanal 1 Eingabe verlassen.	
8.	Taste <b>K2 25°</b> drücken.	
9.	Bei <b>Linear.</b> n Taste <b>Definieren</b> drücken und in der Linearisierungstabelle die acht Stützwerte eingeben.  Der Bezeichnungstext der Linearisierungskurve wird von der Eingabe 90° übernommen. Mit Taste <b>ESC</b> Linearisierungstabelle verlassen.	
10.	Taste <b>Mess</b> drücken.	

In der folgenden Tabelle können die Stützwerte für kundendefinierte Linearisierungskurven eingetragen werden:

Tab	Bezeichnung:		Bezeic	Bezeichnung:		Bezeichnung:	
	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

# 2.8 Menü: Spezialfunk.

LED-Soll Temp.	Funktionen / Werte / Parameter
Einsehen der Solltemperatur der Lichtquelle im Photometer.	<b>\$</b> 35 °C
Die Ist-Temperatur kann dem Info- Bildschirm entnommen werden. Diese liegt normalerweise bei 35 °C und darf 65 °C nicht überschreiten. Andernfalls überprü- fen, ob Mediums- und Umgebungstempe- ratur innerhalb des spezifizierten Bereichs liegen.	Siehe auch:  Betriebsanleitung (Taste Info)  Kapitel 2.9

Temp. Warnung	Funktionen / Werte / Parameter
Einsehen des Grenzwertes für die Warnung	<b>♦</b> 65 °C
UEBER.TEMP	Siehe auch:
TOTAL CONTRACTOR OF THE STATE O	■ Betriebsanleitung (Taste Info)
The American Control of the Control	

FEUCHTE WARNUNG	WERTE / PARAMETER	
9	<b>\$</b> 30 %	
FEUCHTE.	Siehe auch:  Betriebsanleitung (Taste Info)	

Wasserqual.Grenz.	Funktionen / Werte / Parameter
Einsehen des Wasserqualitätsgrenzwertes.	<b>❖</b> 0.200 EBC
The state of the s	Siehe auch:  Betriebsanleitung (Taste Info, Warnungen)

Auflösung	Funktionen / Werte / Parameter
Einstellen der Anzahl Kommastellen, welche für die Anzeige von kleinen Messwerten verwendet werden sollen.	<b>♦</b> 1.23

Temp. Steuerung	Funktionen / Werte / Parameter
Optional ist eine Messwertauslösung in Abhängigkeit von der Probentemperatur verfügbar. Wenn die entsprechenden Hardwarekomponenten installiert sind, kann hier die Funktion aktiviert werden.	<b>❖</b> Nein

Messtemperatur	Funktionen / Werte / Parameter
Bei aktiver Temperatursteuerung wird beim Erreichen der Messtemperatur die Messung gestartet.	<b>\$</b> 0.00 °C

Temp. Offset	Funktionen / Werte / Parameter
Der Temperaturfühler kann mit diesem Offset abgeglichen werden.	<b>ॐ</b> 0.00 °C

### 2.9 Menü: Mess-Info



Abbildung 2: Mess-Info

Kanal	90° oder 25°	Werte	Aktuell gemessene Werte
T-Elekt.	Gemessene Temperatur inner- halb der Elektronik in °C.	T-LED	Aktuelle Temperatur der Lichtquelle (LED) in °C.
Feuchte	Gemessene Feuchte im Tro- ckenraum in %.	U EIN	Gemessene Eingangsspannung.
+5V	Spannungswert der analogen +5V-Speisung	-10V	Spannungswert der analogen - 10V-Speisung

### 2.10 Menü: History

Hier können aufgetretene Ereignisse in einer Liste zusammengefasst angesehen werden.

### 2.10.1 History/Fehler

Fehler	Funktionen / Werte / Parameter
Einsehen der chronologisch aufgezeichne-	Siehe auch:
ten Fehler.	Betriebsanleitung
To control to the con	



Zu diesem Thema auch die Betriebsanleitung/Störungsbehebung beachten.




Abbildung 3: History-Fehler

1	<b>Datum</b> Datum des Ereignisses	2	<b>Zeit</b> Uhrzeit des Ereignisses
3	<b>Betr.h</b> Betriebsstunden beim Zeitpunkt des Ereignisses	4	<b>Quelle</b> Quelle der Fehlermeldung. Ist beim LabScat 2 immer Lokal
(5)	<b>Meldung</b> Art des Ereignisses	6	<b>Typ</b> Art der Fehlermeldung

### 2.10.2 Strukturierung der Fehlermeldungen

Die Fehlermeldungen sind wie folgt nach Typen zu Blöcken zusammengefasst und durch Linien voneinander getrennt:

#### **Block oben (Informationen)**

Infos sind wie folgt nach Meldungen sortiert, sofern sie aufgetreten sind:

- 1. BOOTZEIT
- 2. IM SERVICE
- 3. ABGEGLICHEN
- 4. NEUE PARAMETER
- 5. NEUE EXP.PARAM.

#### **Block Mitte (Warnungen und Fehler)**

Das letzte aufgetretene Ereignis erscheint jeweils an oberster Stelle.

#### **Block unten (Prio-Fehler)**

Nur der letzte aufgetretene Prio (Priorisierter Fehler) wird angezeigt.

### 2.10.3 History/Abgleich

Abgleich	Funktionen / Werte / Parameter
Einsehen der chronologisch aufgezeichne-	Siehe auch:
ten Abgleichswerte.	Betriebsanleitung
The state of the s	




Abbildung 4: History-Abgleich

1	<b>Datum</b> Datum des Abgleichs.	2	<b>Zeit</b> Uhrzeit des Abgleichs.
3	<b>Betr.h</b> Betriebsstunden beim Zeitpunkt des Abgleichs.	4	Quelle (Abgleichsquelle) Ist beim LabScat 2 immer Lokal.
(5)	<b>Kanal</b> Kanal der abgeglichen wurde.	6	<b>Akt.Korr</b> Aktueller Korrekturwert beim Abgleich.

# 2.11 Menü: System-Info

Geräte Typ	Funktionen / Werte / Parameter
Einsehen des Gerätetyps.	LabScat 2
To district the second of the	

Seriennummer	Funktionen / Werte / Parameter
Einsehen der Seriennummer. Diese Nummer ist bei Rückfragen an den Kundendienst wichtig.	xxxxxx (6-stellige Zahl)

Software Vers.	Funktionen / Werte / Parameter
Einsehen der Versionsnummer der einge-	xxx (3-stellige Zahl)
setzten Software.	Siehe auch:  Betriebsanleitung
And Control of the Co	

Betriebs-Std.	Funktionen / Werte / Parameter
Einsehen der Betriebszeit in Stunden seit Erstinbetriebnahme im Werk. Standzeiten (Gerät spannungslos) sind in dieser Zeit	xxx (z.B. 514 h)
	Siehe auch:
nicht enthalten.	Betriebsanleitung
D. SOCIONE AND	

Messzähler	Funktionen / Werte / Parameter
Einsehen der Anzahl Messungen, die vom LabScat 2 durchgeführt wurden	xxx
	Siehe auch:
Particular Landing Control Lan	■ Betriebsanleitung
Printering Light V CP (CP) (CP) (CP) (CP) (CP) (CP) (CP) (	

User-> SD	Funktionen / Werte / Parameter
Kopieren der User-Daten auf die microSD- Karte.	kopieren
Die gespeicherte Datei kann dem Kunden- dienst zu Diagnosezwecken übergeben werden.	

Expert-> SD	Funktionen / Werte / Parameter
Kopieren der Experten-Daten auf die microSD-Karte.	kopieren
Die gespeicherte Datei kann dem Kunden- dienst zu Diagnosezwecken übergeben werden.	

Mess-> USB	Funktionen / Werte / Parameter
Kopieren der Mess-Daten auf den USB- Stick ins Verzeichnis SIGRIST_COPY.	kopieren
Die gespeicherte Datei kann dem Kunden- dienst zu Diagnosezwecken übergeben werden.	
<ol> <li>USB-Stick einstecken.</li> <li>Kopieren drücken und warten bis die Meldung OK erscheint.</li> <li>USB-Stick entfernen.</li> </ol>	

Diag-> USB	Funktionen / Werte / Parameter
Kopieren der Diagnose-Daten auf den USB- Stick ins Verzeichnis SIGRIST_COPY.	kopieren
Die gespeicherte Datei kann dem Kunden- dienst zu Diagnosezwecken übergeben werden.	
<ol> <li>USB-Stick einstecken.</li> <li>Kopieren drücken und warten bis die Meldung OK erscheint.</li> <li>USB-Stick entfernen</li> </ol>	

Code	Funktionen / Werte / Parameter
Im Menü <b>Code</b> wird eine Zufallszahl angezeigt.	xxx

Werkseinst.	Funktionen / Werte / Parameter
Wiederherstellen der Werkseinstellungen aller Parameter.	laden
Löschen Ihrer Einstellungen durch unbedachtes Handeln	
Beim Ausführen dieser Funktion werden alle Einstellungen unwiderrufbar überschrieben.	

Update von USB	Funktionen / Werte / Parameter
Beim Auslösen werden die benötigten	starten
Dateien für ein Softwareupdate vom USB- Stick auf die interne SD-Karte kopiert.	Siehe auch:
Danach wird ein Geräteneustart ausgelöst. Dieser Vorgang dauert ca. 45 Sekunden	■ Betriebsanleitung
Die Updatefiles müssen sich auf dem USB- Stick im Ordner "SIGRIST_UPDATE" befin- den.	

# 2.12 Neue Softwareversion laden



	MANIPULATION	ZUSATZINFO / BILDER
1.	Neue Softwareversion von SIGRIST- PHOTOMETER anfordern.	Die folgenden Dateien müssen angefordert werden:
	Die Datei <b>SiPhoVxxx.</b> uc3 beinhaltet die neue	SiPhoVxxx.uc3
	Software, wobei <b>xxx</b> die Softwareversion be-	Ordner <b>CFG</b>
	zeichnet.	Ordner <b>LANGUAGE</b>
		Ordner <b>WEB</b>
		Ordner <b>SKIN</b>
2.	USB-Stick bereitstellen.	
3.	Auf dem USB-Stick ein Verzeichnis SIGRIST_UPDATE anlegen. Das File SiPhoVxxx.uc3 ins Verzeichnis SIGRIST_UPDATE des USB-Sticks kopieren.	Dabei ist darauf zu achten, dass sich dort nur eine Software-Datei befin- det. Es ist sonst nicht klar, welche Software geladen werden soll.
4.	Die restlichen Ordner CFG, LANGUAGE, WEB und SKIN auf den USB-Stick in den Ordner SIGRIST_UPDATE kopieren.	
5.	USB-Stick an der USB-Schnittstelle anschliessen.	

	MANIPULATION	ZUSATZINFO / BILDER
6.	Ins Menü <b>System-Info</b> wechseln und bei <b>Update von USB</b> – <b>starten</b> drücken	Die Updatefiles werden nun von USB-Stick auf die interne Speicher- karte übernommen.
7.	Nach der Datenübernahme startet das Gerät automatisch neu.	Der Startbildschirm erscheint und die neue Softwareversion <b>Vxxx</b> wird angezeigt.

# 3 Mit Web-Benutzeroberfläche arbeiten

### 3.1 Inbetriebnahme der Web-Benutzeroberfläche

Das hier beschriebene Vorgehen ist gültig für eine direkte Ethernetverbindung zwischen einem Windows-PC mit Standardkonfiguration und einem LabScat 2.



	ARBEITSSCHRITT	ZUSATZINFO / BILDER
1.	Überprüfen der Montage und Installation des Geräts gemäss der Betriebsanleitung.	
2.	Betriebsspannung gemäss der Betriebsanleitung herstellen.	
3.	Photometer über Ethernetkabel mit Windows-PC verbinden.	
	3.1: Sicherstellen, dass sich kein Wasser und keine Probe mehr im Wasserbad befindet.	
	3.2: Das Photometer soweit abkippen, dass der Zugang zur Schutzabdeckung gewährleistet ist.	
	3.3: Schraube entfernen und Schutzabdeckung entnehmen (Kreis).	
	3.4: Ethernetkabel am Ethernetanschluss (Kreis) einstecken.  Es muss ein abgeschirmtes Ethernetkabel verwendet werden.	
	3.5: Ethernetkabel in der Kabelführung (Kreis) einlegen und mit den Kabelfixierungen sichern.	
	3.6: Schutzabdeckung wieder montieren und das Gerät wieder in die Ausgangsposition stellen.	

	ARBEITSSCHRITT	ZUSATZINFO / BILDER
4.	4.1: Das Ethernetkabel am PC anschliessen. Am LabScat wird auf dem Display im Bereich <b>Schnittstellenangaben</b> die IP Adresse 169.254.1.1 angezeigt.	
	Der PC sucht für ca. 1 Minute nach einer IP- Adresse und meldet dann, dass eine LAN- Verbindung mit eingeschränkter Konnektivität vorhanden ist. Wenn dies nicht der Fall sein sollte die Kapitel 3.2 und Kapitel 3.3 konsultieren.	
	4.2: Internetbrowser starten und in der Adresszeile: <a href="http://169.254.1.1">http://169.254.1.1</a> eingeben. Eingabemaske zur Anmeldung des Photometers erscheint.	Internet Explorer, Firefox, Chrome
	4.3: Im Eingabefeld <b>Code</b> die Zahl <b>0</b> eingeben und die Taste <b>anmelden</b> drücken.	Standard Code ist <b>0.</b>
5.	Konfiguration vornehmen.	Siehe Kapitel 2.6
6.	Vorgang durch Drücken der Taste <b>Logout</b> abschliessen.	

## 3.2 IP-Adresse bei PC mit Windows XP anpassen

Wenn sich der PC nicht im gleichen IP-Adressbereich wie das Photometer befindet, kann mit dem Internetbrowser keine direkte Verbindung hergestellt werden. In diesem Fall muss die IP-Adresse des PCs an diejenige des Photometers angepasst werden. Für **Windows XP** dazu folgende Schritte ausführen:



	ARBEITSSCHRITT	ZUSATZINFO / BILDER
1.	$\mbox{Start} \rightarrow \mbox{Einstellungen} \rightarrow \mbox{Netzwerkverbindungen} \mbox{ wählen}.$	
2.	<b>LAN-Verbindungen</b> anwählen und mit rechter Maustaste <b>Eigenschaften</b> auswählen.	
3.	Internetprotokoll TCP/IP anwählen und Eigenschaften auswählen.	
4.	Im Register <b>Allgemein</b> das Feld <b>Folgende IP-Adresse verwenden</b> wählen.	
5.	Folgende Adressen im Eingabefeld eingeben:  IP-Adresse: 169.254.1.2  Subnetzmaske: 255.255.0.0  Standardgateway: 169.254.1.2  Die Eingabe mit <b>OK</b> bestätigen.	
6.	Internetbrowser starten.	Internet Explorer, Firefox, Chrome  Die Verwendung des Explorer 9 kann zu Problemen führen. Im Zweifelsfall einen anderen Browser auswählen.
7.	Die IP-Adresse des Photometers (z.B. <a href="http://169.254.1.1">http://169.254.1.1</a> ) im Adressfeld des Browsers eingeben und bestätigen. Die Web-Benutzeroberfläche des Photometers startet.	

# 3.3 IP-Adresse bei PC mit Windows 7 anpassen

Wenn sich der PC nicht im gleichen IP-Adressbereich wie das Photometer befindet, kann mit dem Internetbrowser keine direkte Verbindung hergestellt werden. In diesem Fall muss die IP-Adresse des PCs an diejenige des Photometers angepasst werden. Für **Windows 7** dazu folgende Schritte ausführen:



	ARBEITSSCHRITT	ZUSATZINFO / BILDER
1.		
2.	<b>LAN-Verbindungen</b> anwählen und die Taste <b>Eigenschaften</b> auswählen.	
3.	<b>Internetprotokoll Version 4 (TCP/IP V4)</b> markieren und dann die Taste <b>Eigenschaften</b> drücken.	
4.	Im Register Allgemein das Feld Folgende IP-Adresse verwenden aktivieren und die folgenden Adressen im Eingabefeld eingeben:  IP-Adresse: 169.254.1.2 Subnetzmaske: 255.255.0.0 Standardgateway: 169.254.1.2 Die Eingabe mit <b>OK</b> bestätigen.	
5.	Internetbrowser starten.	Internet Explorer, Firefox, Chrome  Die Verwendung des Explorer 9 kann zu Problemen führen. Im Zweifelsfall einen anderen Browser auswählen.
6.	Die IP-Adresse des Photometers (http://169.254.1.1) im Adressfeld des Browsers eingeben und bestätigen. Die Web-Benutzeroberfläche des PHOTOMETER startet.	

### 3.4 Startseite im Normalbetrieb



Abbildung 5: Startseite Web-Benutzeroberfläche

1	Taste Logout Die Kommunikation zwischen dem Photometer und der Web- Benutzeroberfläche wird unterbro- chen.	2	<b>LabScat</b> Hier befinden sich die lokalen Menüs des Photometers.
3	Aktueller Messwert K1 90°	4	Aktueller Messwert K1 25°
(5)	Messung starten  Durch drücken auf den Butten starten wird eine Messung ausgelöst. Siehe Kapitel 3.5	6	Linearisierung  Aus Pulldown-Menü kann eine Linearisierung ausgewählt werden.  → Betriebsanleitung
7	<b>Logdatei</b> Siehe Kapitel 3.6	8	Zusatzinformationen Am Touchscreen des Photometers ent- spricht dies der Taste Info.
9	Pulldown-Menü für Sprachum- schaltung.		

### 3.4.1 Einstellen der Betriebssprache Web-Benutzeroberfläche

Die Betriebssprache kann unterhalb des Menübaums mittels Pulldown-Menü ausgewählt werden. Siehe Kapitel 3.4

#### 3.4.2 In Servicebetrieb umschalten Web-Benutzeroberfläche

Nach dem Login erscheint die Hauptseite. Hier befindet sich das Gerät im Normalbetrieb. Durch das Drücken auf die Taste **LabScat** gelangt man in den Servicebetrieb. Durch einmaliges Klicken auf die Taste **Home** kann der Normalbetrieb wieder erreicht werden. Siehe Kapitel 3.4

#### 3.4.3 Tastenfunktionen im Servicebetrieb



Abbildung 6: History-Fehler

1	Menüstruktur des LabScat 2.	2	Mit der Taste <b>Logout</b> kann man sich von der Web-Benutzeroberfläche ab- melden.
3	Taste <b>Home</b> wechselt auf den Startbildschirm (Normalbetrieb) zurück.	4	Eingabebereich Hier können Werte über die Tastatur eingegeben oder Funktionen aus Pull- down-Menüs ausgewählt werden.
(5)	Mit der Taste <b>Zurücksetzen</b> kann die Eingabe abgebrochen werden.	6	Mit der Taste <b>Speichern</b> können eingegebene Werte vom Gerät übernommen werden.
7	Aktualisieren Mit dieser Taste können die aktuell gespeicherten Werte aus dem Ge- rät ausgelesen werden.	8	Sprachwahl

### 3.5 Messung auslösen

Es gibt die folgenden vier Möglichkeiten, wie eine Messung durchgeführt werden kann:

- Einfache Messung ohne Bezeichnung
- Messung mit Bezeichnung
- Messung ohne Bezeichnung aber mit Temperatur Steuerung (optionale Temperatursteuerung muss integriert sein → Betriebsanleitung).
- Messung mit Bezeichnung und Temperatur Steuerung (optionale Temperatursteuerung muss integriert sein → Betriebsanleitung).

Diese werden in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

#### 3.5.1 Einfache Messung ohne Bezeichnung

Für diese Messung muss im Menü **Logger/Daten** das Untermenü **Bezeichnung** auf **Aus** gesetzt sein. Im Menü **Spezialfunk.** muss das Untermenü **Temp. Steuerung** auf **Nein** gesetzt sein.



	MANIPULATION	ZUSATZINFO / BILDER
1.	Sicherstellen, dass sich eine Probe im Wasserbad befindet.	
2.	Im Startbildschirm (Home) den Butten <b>Starten</b> drücken.	### 15.57 ###################################
3.	Das System führt eine Messung durch. Ein Balken zeigt den Fortschritt der Messung an.	Messung  53%  Abbrechen  Wasserqualität 15.5
4.	Die gemessenen Werte werden auf dem Start- bildschirm angezeigt.	

### 3.5.2 Einfache Messung mit Bezeichnung

Für diese Messung muss im Menü **Logger/Daten** das Untermenü **Bezeichnung** auf **Ein** gesetzt sein. Im Menü **Spezialfunk.** muss das Untermenü **Temp. Steuerung** auf **Nein** gesetzt sein.



	MANIPULATION ZUSATZINFO / BILDER	
1.	Sicherstellen, dass sich eine Probe im Wasserbad befindet.	
2.	Im Startbildschirm (Home) den Butten <b>Starten</b> drücken.	### 15.57   10.00 mm   10.00 mm
3.	In der Eingabemaske Bezeichnung eingeben und mit <b>Weiter</b> bestätigen.	Messung  Bezeichnung  Messung f  Abbrechen  Weter  Funter  Australian
4.	Das System führt eine Messung durch. Ein Balken zeigt den Fortschritt der Messung an.	
5.	Die gemessenen Werte werden auf dem Start- bildschirm angezeigt.	

### 3.5.3 Messung ohne Bezeichnung aber mit Temperatur Steuerung



Für diese Messung muss die optionale Temperatursteuerung im Gerät integriert sein  $\rightarrow$  Betriebsanleitung.

Im Menü **Logger/Daten** muss das Untermenü **Bezeichnung** auf **Aus** gesetzt sein. Im Menü **Spezialfunk.** muss das Untermenü **Temp. Steuerung** auf **Ja** gesetzt sein.



	MANIPULATION	ZUSATZINFO / BILDER			
1.	Sicherstellen, dass sich eine Probe im Wasserbad befindet.				
2.	Im Startbildschirm (Home) den Butten <b>Star- ten</b> drücken.	### 15.57   10.00 PM   10.00 PM			
3.	Ein Temperaturdialog erscheint.  Die Ist-Temperatur wird laufend aktualisiert. Sobald die Messtemperatur (Soll-Temperatur) erreicht ist, wird eine Messung durchgeführt.  Mit der Taste Überspringen wird sofort eine Messung durchgeführt.  Die Messtemperatur kann im Menü Spezfunk./Messtemperatur geändert werden.	Messtemperatur 18.0 °C   Ist-Temperatur 20.0 °C   Abbrachen Überspringen runte			
4.	Die gemessenen Werte werden auf dem Start- bildschirm angezeigt.				

### 3.5.4 Messung mit Bezeichnung und Temperatursteuerung



Für diese Messung muss die optionale Temperatursteuerung im Gerät integriert sein  $\rightarrow$  Betriebsanleitung.

Im Menü **Logger/Daten** muss das Untermenü **Bezeichnung** auf **Ein** gesetzt sein. Im Menü **Spezialfunk.** muss das Untermenü **Temp. Steuerung** auf **Ja** gesetzt sein.



	MANIPULATION	ZUSATZINFO / BILDER		
1.	Sicherstellen, dass sich eine Probe im Wasserbad befindet.			
2.	Im Startbildschirm (Home) den Butten <b>Starten</b> drücken.	### 15.50   1.50   1.50   1.50    ***********************************		
3.	In der Eingabemaske Bezeichnung eingeben und mit <b>Weiter</b> bestätigen.	Messung  Bezeichnung  Messung 1  Abbrechen  Weiter  Funter		
4.	Ein Temperaturdialog erscheint.  Die Ist-Temperatur wird laufend aktualisiert. Sobald die Messtemperatur (Soll-Temperatur) erreicht ist, wird eine Messung durchgeführt.  Mit der Taste Überspringen wird sofort eine Messung durchgeführt.  Die Messtemperatur kann im Menü Spezfunk./Messtemperatur geändert werden.	Messtemperatur 18.0 °C Ist-Temperatur 20.0 °C Abbrechen Überspringen		
5.	Die gemessenen Werte werden auf dem Start- bildschirm angezeigt.			

## 3.6 Logger-Daten speichern

Die Logger-daten können direkt vom Startbildschirm entweder angezeigt, heruntergeladen oder zurückgesetzt werden. Dies wird nachfolgend beschrieben:



Abbildung 7: Logger-Daten

1	Anzeigen System stellt Logfile in einem neuen Fenster dar.	2	Herunterladen Das System liefert die Logdatei als Download.
3	<b>Zurücksetzen</b> Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage wird das Logfile geleert.		

# 4 Reparaturarbeiten

## 4.1 Netzteil ersetzen



	ARBEITSSCHRITT	ZUSATZINFO / BILDER
1.	Sicherstellen, dass sich kein Wasser und keine Probe mehr im Wasserbad befindet.	
2	Gerät abkippen, Schraube (Kreis) entfernen und dann Abdeckung entnehmen.	
3.	Kabelhalter wegschwenken und Kabel aus der Kabelführung nehmen.	
4.	Altes Netzteil vom Anschlussprint entfernen.	
5.	Neues Netzteil am Anschlussprint einstecken.	
6.	Kabel in Kabelführung legen und Kabelhalter über das Kabel schwenken und festziehen.	
7.	Abdeckung aufsetzen und mit Schraube befestigen.	
8.	Stecker-Netzteil in Steckdose einstecken.	

# 5 Feldbusschnittstelle

### 5.1 Einführung

Das Photometer kann über die Feldbusse Modbus TCP/RTU oder Profibus DP betrieben werden. Dazu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Der Computer bzw. das Leit- oder Steuersystem muss mit dem Bussystem Profibus DP/ Modbus kompatibel sein.
- Der Computer bzw. das Leit- oder Steuersystem muss über eine Software verfügen, welche die vom Messgerät bereitgestellten Daten in geeigneter Weise verarbeiten kann. Die SIGRIST-PHOTOMETER AG kann hierfür keinen Support anbieten.
- Das Photometer muss mit dem entsprechenden Zusatzmodul ausgerüstet sein.
- Das Photometer muss mit dem Bussystem verbunden sein.



Das separat erhältliche White Paper (Dokunummer 10662D) informiert ausführlich über die Bussysteme und deren Verwendung.

Die für die Programmierung erforderliche Adresstabellen befinden sich - nach Bussystem getrennt - in den nachfolgenden Kapiteln.

### 5.2 Zugang zu Feldbusschnittstellen bewerkstelligen

Um Zugang zu den Feldbusschnittstellen Modbus RTU oder Profibus DP zu erhalten, muss die Frontabdeckung des LabScat 2 entfernt werden. Dies kann wie folgt bewerkstelligt werden:



	ARBEITSSCHRITT	ZUSATZINFO / BILDER
1.	Abdeckung gemäss der Betriebsanleitung ent- fernen.	
2.	Die vier Befestigungsschrauben lösen (Kreis).	N OUT

	ARBEITSSCHRITT	ZUSATZINFO / BILDER
3.	Elektronikgehäuse vom Wasserbad entnehmen.	

## 5.3 Übersicht Modbus RTU und Profibus DP




Abbildung 8: Übersicht Feldbusschnittstellen

①	Feldbusschnittstelle (Anschlussprint) für <b>Profibus DP</b> .	4	Feldbusschnittstelle (Anschlussprint) fü Modbus RTU.	
2	Anschlussklemmen Profibus DP.	(5)	Anschlussklemmen Modbus RTU.	
3	DIL-Schalter für Abschlusswiderstände. Schalter (1 und 2) müssen auf <b>ON</b> stehen.	6	DIL-Schalter für Abschlusswiderstände. Schalter (1 und 2) müssen auf <b>ON</b> stehen.	

## 5.4 Klemmenbelegung Modbus RTU/Profibus DP

Die Klemmen des Profibus DP/Modbus RTU sind wie folgt zu belegen:

KLEMMEN	KLEMMEN MODBUS / PROFIBUS FUNKTIONSBESCHREIBUNG		
11 ≟	Erdung IN	Anschluss für Kabelabschirmung	
12 A	RS485-A IN	Datenanschluss	
13 B	RS485-B IN	Datenanschluss	
14 ±	Erdung OUT	Anschluss für Kabelabschirmung	
15 A	RS485-A OUT	Datenanschluss	
16 B	RS485-B OUT	Datenanschluss	

#### 5.5 Modbus RTU

- Die elektrische Installation des Modbus wird im Kapitel 5.4 beschrieben.
- Für den Anschluss an den Modbus RTU muss das optional erhältliche Modbus-Modul im Photometer integriert sein.
- Damit mit dem Modbus gearbeitet werden kann, müssen im Menü **Digi.Schnitt**. → **Modbus** die Bus-Parameter korrekt eingestellt sein. Wenn die dazugehörenden Parameter verändert wurden, wird die Funktion erst mit einem Neustart wirksam.
- Wenn das Photometer als Endgerät eingesetzt wird, muss der DIL-Schalter S2/1 auf dem Anschlussmodul eingeschaltet (on) sein. Siehe Kapitel 5.3



Das Schreiben von Daten in nicht dokumentierte Adressen kann zur Funktionsuntüchtigkeit des Geräts führen.

Es dürfen nur die folgenden dokumentierten Adressen verwendet werden.

Folgende Werte können mit Modbus-Funktion 4 gelesen werden:

REGISTER	ADRESSE	DATEN-TYP	FUNKTION	WERTE
30001	0x0000	Unsigned Integer bits 15-0	Status	Prio: 0: KEIN FEHLER 1: DEFAULTWERTE 3: CRC EXPERTEN 4: CRC USER 5: CRC DISPLAY 6: EXT RAM
				Fehler:
				16: U ANALOG 17: MESSFEHLER 19: LED1 AUSFALL 57: ZU GROSSE ABSORPTION 59: ZU VIEL FREMDLICHT
				Warnungen:
				27: ABGLEICH 29: UEBER.TEMP 30: FEUCHTE 58: HOHE STANDARD ABW. 60: WASSERMANGEL 61: WASSERQUALITÄT 62: MOTOR
30002	0x0001	Unsigned Integer bits 15-0	Fortschritt	0: Messung gestoppt 118: Messung läuft 19: Messung fertig
30003	0x0002	Real 32-bit Intel single precision bits 15-0	Messwert 90°	0 500 EBC (für Stan- dardmessung ohne Kun- denspezifische Anpas-
30004	0x0003	Real 32-bit Intel single precision bits 31-16		sungen von Linearisie- rung, Skalierung und Offset)

REGISTER	ADRESSE	DATEN-TYP	FUNKTION	WERTE	
30005	0x0004	Real 32-bit Intel single precision bits 15-0	Messwert 25°	0 500 EBC (für Standardmessung ohne Kundenspezifische Anpas-	
30006	0x0005	Real 32-bit Intel single precision bits 31-16		sungen von Linearisie- rung, Skalierung und Offset)	
30007	0x0006	Real 32-bit Intel single precision bits 15-0	Min.Wert 90°	0 500 EBC	
30008	0x0007	Real 32-bit Intel single precision bits 31-16			
30009	0x0008	Real 32-bit Intel single precision bits 15-0	Min.Wert 25°	0 500 EBC	
30010	0x0009	Real 32-bit Intel single precision bits 31-16			
30011	0x000A	Real 32-bit Intel single precision bits 15-0	Max.Wert 90°	0 500 EBC	
30012	0x000B	Real 32-bit Intel single precision bits 31-16			
30013	0x000C	Real 32-bit Intel single precision bits 15-0	Max.Wert 25°	0 500 EBC	
30014	0x000D	Real 32-bit Intel single precision bits 31-16			
30015	0x000E	Real 32-bit Intel single precision bits 15-0	Std.Abwei- chung 90°	0 500 EBC	
30016	0x000F	Real 32-bit Intel single precision bits 31-16			
30017	0x0010	Real 32-bit Intel single precision bits 15-0	Std.Abwei- chung 25°	0 500 EBC	
30018	0x0011	Real 32-bit Intel single precision bits 31-16			

Folgende Werte können mit der Modbus-Funktion 16 geschrieben und mit der Funktion 4 gelesen werden:

REGISTER	ADRESSE	DATEN-TYP	FUNKTION	WERTE
38207	0x2010	Unsigned Integer bits 15-0	Messung star- ten	0: Messung beenden. 1: Messung starten. Nach Ablauf der Messung wird dieser Wert automatisch auf 0 zurückgesetzt.
				2: Messung mit Tempe- raturstabilisierung star- ten. Nur bei aktiver Temp. Steuerung.

### 5.6 Modbus TCP



Die Modbus TCP Schnittstelle ist standardmässig im LabScat 2 integriert.

- Die Modbus TCP Kommunikation läuft auf Port 502.
- **E**s darf gleichzeitig nur eine Modbus TCP Verbindung bestehen. Eine unbenutzte Verbindung wird nach einer Minute automatisch getrennt.
- Damit mit dem Modbus TCP gearbeitet werden kann, müssen im Menü **Digi.Schnitt**. → **Ethernet** die Bus-Parameter korrekt eingestellt werden.
- Die Adresstabelle und die gültigen Funktionen sind dieselben wie beim Modbus RTU.

### 5.7 Profibus DP

- Die elektrische Installation des Profibus DP wird im Kapitel 5.4 beschrieben.
- Für den Anschluss an den Profibus DP muss das optional erhältliche Profibus-Modul im Photometer integriert sein.
- Damit mit dem Profibus gearbeitet werden kann, müssen im Menü Digi.Schnitt.\-Profibus die Bus-Parameter korrekt eingestellt sein. Wenn die dazugehörenden Parameter verändert wurden, wird die Funktion erst mit einem Neustart wirksam.
- Wenn das Photometer als Endgerät eingesetzt wird, muss der DIL-Schalter S2/1 auf dem Anschlussmodul eingeschaltet (on) sein. Siehe Kapitel 5.3

EINGANGS ADRESSE	AUSGANGS ADRESSE	MODULNAME	FUNKTION	WERTE
0		0x50 1 Word	Status	High Byte: Live – wech- selt zyklisch zwischen 0 und 1
				Low Byte: Prio/Fehler/ Warnungen
				Prio/Fehler/Warnungen
				Prio:
				0: KEIN FEHLER 1: DEFAULTWERTE 3: CRC EXPERTEN 4: CRC USER 5: CRC DISPLAY 6: EXT RAM
				Fehler:
				16: U ANALOG 17: MESSFEHLER 19: LED1 AUSFALL 57: ZU GROSSE ABSORPTION 59: ZU VIEL FREMDLICHT
				Warnungen:
				27: ABGLEICH 29: ÜBER.TEMP 30: FEUCHTE 58: HOHE STANDARD ABW 60: WASSERMANGEL 61: WASSERQUALITÄT 62: MOTOR
2		0x51 2 Word	Messwert Kanal 1	Messwert 90° * 1000 (Long)
6		0x51 2 Word	Messwert Kanal 2	Messwert 25° * 1000 (Long) (Reserve)
10		0x51 2 Word	Messwert Kanal 3	Min.Wert 90° * 1000 (Long) (Reserve)
14		0x51 2 Word	Messwert	Min.Wert 25 * 1000

EINGANGS ADRESSE	AUSGANGS ADRESSE	MODULNAME	FUNKTION	WERTE
			Kanal 4	(Long) (Reserve)
18		0x51 2 Word	Messwert Kanal 5	Max.Wert 90° * 1000 (Long) (Reserve)
22		0x51 2 Word	Messwert Kanal 6	Max.Wert 25° * 1000 (Long) (Reserve)
26		0x51 2 Word	Messwert Kanal 7	Std.Abw. 90° * 1000 (Long) (Reserve)
30		0x51 2 Word	Messwert Kanal 8	Std. Abw. 25° * 1000 (Long) (Reserve)
34		0x51 2 Word	Mess- Fortschritt	0: Messung gestoppt 118: Messung läuft 19: Messung fertig
38		0x51 2 Word	Reserve 1	Reserve
42		0x51 2 Word	Reserve 1	Reserve
46	0	0x30 1 Byte	Live	Live (Byte) invertiert Eingangssignal
47	1	0x30 1 Byte	Betriebsmode	0: Messung beenden 1: Messung starten. Nach Ablauf der Messung wird dieser Wert automatisch auf 0 zurückgesetzt. 2: Messung mit Temperaturstabilisierung starten. Nur bei aktiver Temp. Steuerung

#### 5.8 Funktion der Live-Felder im Profibus-DP

Die zwei Live-Felder dienen dazu die Kommunikation zwischen Photometer und Profibus-DP zu überwachen. Dies geschieht auf folgende Weise:

Im Statusfeld wechselt das höherwertige Byte im Halbsekundentakt zwischen 0-1-0. Um dieses Feld auszuwerten, muss das Feld mindestens jede halbe Sekunde abgefragt werden. Auf Ausgabeadresse 0 ist ein Byte-Feld, welches ebenfalls zur Kontrolle verwendet werden kann. Wird in dieses Feld geschrieben, wird der invertierte Wert auf Eingabeadresse 46 ausgegeben. Diese Kontrolle ist nicht von der Abfragezeit abhängig.

# 6 Anhang

Anhang Referenzhandbuch LabScat 2

# 6.1 Menüstruktur & Werkseinstellungen

⊳ Nachkali (K1 90° / K2 25°		
	☐ Istwert: №9.235 ☐ Akt. Korr: №1.000 ■ Abgleich: auslösen	■ Option (veränderbar)
	■ Messwert Mode: Aus   Statisch   Dynamisch   Simu-Wert ■ Simu-Wert: 1.000 ■ Fehler Mode: Aus   Fehler ■ Lichtquelle: Aus   1	☐ Information (nur lesen)  ■ Funktion
▷ Digi.Schnitt.	<ul> <li>▷ Ethernet</li> <li>■ DHCP: Nein   Ja</li> <li>■ IP-Adresse: 169.254.1.1</li> <li>■ Gateway Adr.: 169.254.1.2</li> <li>■ Sub-Net Mask: 255.255.0.0</li> </ul>	(ausführen)  > Beispielwert  fett = Werkseinstellung
	<ul> <li>Modbus RTU (Optional)</li> <li>■ Slave Nr.: 1     240</li> <li>■ Baudrate: 4800   9600   19200   38400   57600   115200   230400 Baud</li> <li>■ Parity: Gerade   kein   Ungerade</li> </ul>	kursiv = optional
	<ul> <li>▶ Profibus DP (Optional)</li> <li>■ Steuerung: Lokal   Extern</li> <li>■ Slave Nr.: 1     240</li> </ul>	
▷ Logger	<ul> <li>Daten / Definieren:</li> <li>■ Aktiv   Bezeichnung   Fehler   Innen-Temp   LED-Temp  </li></ul>	
	<ul> <li>➤ Abst-Zeichen</li> <li>■ Tab   Komma</li> <li>&gt; End-Zeichen</li> </ul>	
	■ CR + LF (Windows)   CR (Mac)   LF (Unix)	

Fortsetzung 🗲

Bitte ausklappen

Anhang Referenzhandbuch LabScat 2

#### → Fortsetzung Menüstruktur:

	■ Sprache: Deutsch   <b>English</b>   Français   Espanol   Nederlands	
	■ Betriebszwang: 60 <b>900s</b> 60000 s	(auswählen)
	■ Zugriffscoce: <b>0</b>	:
	■ Display Kontrast: 3 8 31	■ Option (veränderbar)
	■ Display Helligk.: 0 <b>64</b> 127	(veranderbar)
	■ Datum: <b>TT.MM.JJJJ</b>	☐ Information
	■ Zeit: hh:mm:ss	(nur lesen)
	■ Datumsformat: <b>TT.MM:JJJJ</b>   TT/MM/JJJJ   MM/TT/JJJJ	(
	■ Sommerzeit: Nein   Ja   <b>Europa</b>	■ Funktion
	■ Bezeichnung:13-stellige Messstellenbezeichnung	(ausführen)
	■ Skalierung: <b>1.000</b>	<b>∠</b> Beispielwert
	■ Einheit: <b>EBC</b>	
	■ Bez. Lin.1: <b>≈ 25mm</b>	<b>fett</b> = Werks-
	■ Linear. 1: ■ Definieren	einstellung
	■ Bez. Lin.2: <b>≈ 60mm</b>	
	■ Linear. 2: ■ Definieren	
	■ Bez. Lin.3: <b>≈ 65mm</b>	
	■ Linear. 3: ■ Definieren	
	■ Bez. Lin.4: <b>≈ 80mm</b>	
	■ Linear. 4: ■ Definieren	
Spezialfunk.	☐ LED-Soll Temp,: <b>35 °C</b>	
	☐ Temp. Warnung: <b>65 °C</b>	
	☐ Feuchte Warnung: <b>30%</b>	
	☐ Wasserqual. Grenz.: <b>0.200 EBC</b>	
	■ Auflösung: <b>1.23</b>	
	■ Temp. Steuerung: <b>Nein</b>	
	■ Messtemperatur: 0.00 °C	
	■ Temp. Offset: 0.00 °C	
	☐ aktuelle Messwerte zum 90° sowie 25°-Kanal	
	☐ Temperatur der Elektronik in °C	
	☐ Temperatur der Lichtquelle in °C	
	☐ gemessene Feuchtigkeit im Trockenraum in %	
	☐ Eingangsspannungen zur +5V- sowie -10V-Speisung	

Fortsetzung 🗲

Bitte ausklappen

Anhang Referenzhandbuch LabScat 2

### → Fortsetzung Menüstruktur:

	▶ Fehler	▶ Menü
		(auswählen)
> System-Info		<b>-</b> 0 1:
	⊳ Seriennummer: □ ש 601010	<ul><li>Option (veränderbar)</li></ul>
	⊳ Software Vers.: □ ע 120	(veranderbar)
	⊳ Betriebs-Std.: □ צ 514 h	☐ Information
	⊳ Messzähler.: □ ¥	(nur lesen)
	▷ Expert -> SD → ■ kopieren	■ Funktion
		(ausführen)
	▷ Diag -> USB → ■ kopieren	
	Code □	<b>∠</b> Beispielwert
	Überschreibt die eigenen Einstellungen mit der Werks- einstellung	<b>fett</b> = Werks- einstellung
	□ Update von USB → ■ starten	

Bitte ausklappen

# 7 Index

	Digi.Schnittstellen	
A	History	
A balaiab	Konfiguration	
Abgleich 9	Logger	
Adressen, Modbus	Mess-Info	
Adresstabelle44	Messkanäle	
Aufbewahrungsort5	Nachkali	9
_	Simulation	10
В	Spezialfunk	21
Baudrate12	System-Info	27
Betriebssprache, Web-Benutzeroberfläche36	Messbetrieb, automatischer	
Betriebsstundenzähler27	Messung auslösen	38, 39, 40, 41
Betriebszeit	Messung ohne Bezeichnung	
	Messzähler	
Betriebszwang14	Modbus RTU	
	Modbus TCP	
C	Woodday TCT	
Code28	N	
D	Nachbestellung der Dokumente	6
Dokumentation, weitere5	P	
-	Paritätsbits	12
E	Piktogramme	
Einheit, kundenspezifische16	Profibus DP	
Elimett, Kundenspezinsene	Programmierung	
F	3	
	S	
Fachbegriffe, Glossar5		27
	Seriennummer	
G	Servicebetrieb, Benutzeroberfläche	
Corätatus	Sicherheitssymbole	
Gerätetyp27	Skalierungsfaktor, Masseinheit	
	Slavenummer	
Н	Software, laden, neu	
History, Fehler24	Software, Version	
1115tory, 1 critici2 1	Strukturierung, Fehlermeldung	
1	Sub-Net Mask	11
- Inbetriebnahme, Web-Benutzeroberfläche31, 33,	Т	
34		
-	Temperatur, Lichtquelle	21
L	U	
Linearisierung eingeben19		
	Untermenü Abgleich	2.4
M	3	
	Abstandszeichen	
Masseinheit, kundenspezifische16	Akt.Korr	
Masseinheit, skalieren16	Auflösung	
Menüs	Baudrate	
Digi. Schnitt11	Betriebszwang	14

12113D/1

Bezeichnung	15
Bezeichnung, Linearisierung	16
Daten / Aktiv	
Daten / Analog	13
Daten / Bezeichnung	
Daten / Fehler	
Daten / Feuchte	13
Daten / LED-Temp	13
Datum	15
Datumsformat	15
DHCP	11
Diag-> SD	28
Display Helligk	14
Display Kontrast	
Einheit	16
Endzeichen	13
Expert-> SD	28
Fehler	24
Fehler Mode	10
Gateway-Adr	11
IP-Adresse	11
lstwert	9
Lichtquelle	10
Linearisierung	16
Mess-> SD	28
Messtemperatur	22
Messwert Mode	10
Parity	12
Simu-Wert	10
Skalierung	
Clava Nr	10

Slave Nr	12
Sollwert	
Sommerzeit	15
Sprache	
Steuerung	
Temp. Steuerung	
Update von USB	
User-> SD	
Warnung Wasserqualität.	
Zeit	15
Untermenü	- 1
LED-Soll Temp	21
Untermenü	24
Temp. Warnung	Z I
Untermenü	21
Feuchte Warnung Urheberrechtliche Bestimmungen	
omeberrechtliche bestimmungen	ر
V	
V	
Versionsnummer, Software	27
Vorgabewerte	8
W	
Werkseinstellungen	29
White Paper Feldbus	
Time raper relabasion	
Z	
_	
Zugriffscodes, ändern	14

SIGRIST-PHOTOMETER AG Hofurlistrasse 1 CH-6373 Ennetbürgen Schweiz Tel. +41 41 624 54 54 Fax +41 41 624 54 55 info@photometer.com www.photometer.com