

Dokumentnummer: 13004D

Version: 1

Gültig ab: S/N 632 010

# REFERENZHANDBUCH

OilGuard 2

Versionen: Standard / Ex



# Fluoreszenzmessgerät

Copyright© ist bei SIGRIST-PHOTOMETER AG, Technische Änderungen vorbehalten 8/2014

SIGRIST-PHOTOMETER AG Hofurlistrasse 1 CH-6373 Ennetbürgen Schweiz Tel. +41 41 624 54 54 Fax +41 41 624 54 55 info@photometer.com www.photometer.com

# Inhaltsverzeichnis

1	Allgem	eine Benutzerinformationen	5
	1.1	Verwendete Fachbegriffe (Glossar)	5
	1.2	Zweck des Referenzhandbuchs	5
	1.3	Zielgruppe der Dokumentation	5
	1.4	Weiterführende Dokumentation	5
	1.5	Urheberrechtliche Bestimmungen	6
	1.6	Aufbewahrungsort des Dokuments	6
	1.7	Nachbestellung des Dokuments	6
	1.8	Bedeutung der Sicherheitssymbole	6
	1.9	Bedeutung der Piktogramme	7
2	Fin- un	d Ausgänge	8
-	2.1	Schema Ein-/Ausgänge OilGuard 2	8
	2.1	Relaisausgänge Ex	9
	23	Relaisausgang Standard	9
	2.3	Optokoppler-Ausgänge	9
	25	Optokoppler-Fingänge	9
	2.5	Galvanische Trennung für OilGuard 2 Ex	9
_	2.0		
3	Beschre	elbung der Menüfunktionen	
	3.1	Allgemeines zur Menübeschreibung	
	3.2	Menu: Display	
	3.2.1	Untermenů: Display/Allgemein	
	3.2.2	Untermenů: Display/Kanal 1	
	3.3	Menu: Nachkali/Kanal 1	13
	3.4	Menu: Simulation	
	3.5	Menu: Grenzwerte	
	3.6	Menü: Stromausgänge	
	3.6.1	Untermenu: Stromausgänge\Allgemein	
	3.6.2	Untermenu: Stromausgänge\Strom 1	
	3.6.3	Automatische Messbereichsumschaltung	
	3.6.4	Auto Hysterese	
	3./	Menü: Eın-/Ausgänge	
	3.7.1	Untermenu: Ein-/Ausgänge	
	3.8	Menů: Digi.Schnitt	
	3.8.1	Untermenu: Modbus RIU (Optional)	24
	3.8.2	Untermenu: Profibus (Optional)	
	3.8.3	Untermenu: HARI (Optional)	
	3.8.4	Untermenu: Ethernet	
	3.8.5	Versenden von Mails:	2/
	3.9	Menu: Logger	
	3.10	Menu: Konfiguration	
	3.11	Menu: Mess. Kanale	
	3.11.1	Untermenu: Allgemein	
	3.11.2	Untermenu: Kanal 1 8	
	3.11.3	Linearisierung	
	3.11.4	Integration	
	3.12	Nenu: Mess-Into	
	3.13	Menu: History	
	3.13.1	History/Fehler	
	3.13.2	Strukturierung der Fehlermeldungen	
	3.13.3	History/Abgleich	
	3.14	Ivienu: System-Into	
4	Aus-/Ei	nlesen mit microSD-Karte	40

	4.1	microSD-Karte entfernen und in PC integrieren	40
	4.2	Diagnosedaten identifizieren	41
	4.3	Neue Softwareversion laden	
	4.4	Log-Daten von microSD-Karte kopieren	43
5	Mit W	eb-Benutzeroberfläche arbeiten	
	5.1	Inbetriebnahme der Web-Benutzeroberfläche	44
	5.2	IP-Adresse bei PC mit Windows XP anpassen	46
	5.3	IP-Adresse bei PC mit Windows 7 anpassen	47
	5.4	Startseite im Messbetrieb	
	5.5	Einstellen der Betriebssprache Web-Benutzeroberfläche	49
	5.6	In Servicebetrieb umschalten Web-Benutzeroberfläche	49
	5.7	Tastenfunktionen im Servicebetrieb	50
	5.8	Diagramm von Loggerdaten	51
6	Feldbu	ısschnittstelle	
	6.1	Einführung	53
	6.2	Übersicht Modbus RTU und Profibus DP	54
	6.3	Klemmenbelegung Modbus RTU/Profibus DP	
	6.4	Fehlercodes	
	6.5	Modbus RTU	
	6.6	Modbus TCP	
	6.7	Profibus DP	
	6.8	Funktion der Live-Felder im Profibus-DP	
	6.9	Einführung HART	60
	6.10	Anschluss HART	61
7	Anhan	a	
	7.1	Menüstruktur & Werkseinstellungen	63
8	Index	-	69
0	mack.		

# **1** Allgemeine Benutzerinformationen

#### **1.1** Verwendete Fachbegriffe (Glossar)

Fachbegriffe finden Sie auf der Internetseite www.photometer.com/de/abc/index.html

#### **1.2 Zweck des Referenzhandbuchs**

Das vorliegende Referenzhandbuch stellt dem Benutzer ergänzende Informationen zur Betriebsanleitung zur Verfügung.

#### **1.3 Zielgruppe der Dokumentation**

Das Referenzhandbuch richtet sich an alle Personen, die mit dem Inhalt der Betriebsanleitung vertraut sind und detaillierte Informationen zu den Themen wie mechanischer Aufbau, Konfiguration, Reparaturen usw. benötigen.

## **1.4 Weiterführende Dokumentation**

DOKNR.	TITEL	INHALT	
13124D	Betriebsanleitung OilGuard 2 Standard	Enthält die wichtigsten Informationen über den ge- samten Lebenszyklus des Geräts.	
13003D	Betriebsanleitung OilGuard 2 Ex		
13126D	Kurzanleitung OilGuard 2 Standard	Wichtigste Funktionen sowie Wartungsplan.	
13005D	Kurzanleitung OilGuard 2 Ex		
13117	Datenblatt OilGuard 2 Standard	Beschreibungen und Technische Daten zum Gerät.	
13118	Datenblatt OilGuard 2 Ex		
13006D	Serviceanleitung	Reparatur- und Umbauanleitungen für Servicetechniker.	
13128DEF	Konformitätserklärung OilGuard 2 Standard	Bestätigung der zugrunde liegenden Richtlinien und Normen.	
Dokument von thuba	Konformitätserklärung OilGuard 2 Ex		
12919DEF	Manual BVS 12 ATEX E 143	Beschreibung des Überdruckkapselungssystems	

#### Urheberrechtliche Bestimmungen 1.5

Das vorliegende Dokument wurde von der SIGRIST-PHOTOMETER AG verfasst. Das Kopieren oder Verändern des Inhalts sowie die Weitergabe an Drittpersonen darf nur im Einvernehmen mit der SIGRIST-PHOTOMETER AG erfolgen.

#### Aufbewahrungsort des Dokuments 1.6

Das vorliegende Dokument ist Teil des Produkts. Es sollte an einem sicheren Ort aufbewahrt werden und für den Benutzer jederzeit griffbereit sein.

#### 1.7 Nachbestellung des Dokuments

Die aktuellste Version dieses Dokuments kann unter www.photometer.com heruntergeladen werden (einmalige Registrierung erforderlich). Es kann auch bei der zuständigen Landesvertretung nachbestellt werden (→ Betriebsanlei-

tung "Kundendienstinformationen").

#### Bedeutung der Sicherheitssymbole 1.8

Hier werden alle **Gefahrensymbole** erklärt, die innerhalb dieses Dokuments vorkommen:



Gefahr durch Stromschlag mit möglicher schwerer Körperverletzung oder Tod als Folge.

Das Nichtbeachten dieses Gefahrenhinweises kann zu Stromschlägen mit tödlichem Ausgang führen.



**EXPLOSIONS**-**GEFAHR!** 

Explosionsgefahr mit möglicher schwerer Körperverletzung oder Tod als Folge. Das Nichtbeachten dieses Hinweises kann zu Explosionen mit hohem Sachschaden und tödlichem Ausgang führen.

WARNUNG!

Warnung vor einer möglichen Körperverletzung oder gesundheitlichen Spätfolgen. Das Nichtbeachten dieses Hinweises kann zu Verletzungen mit möglichen Spätfolgen führen.



Hinweis auf mögliche Sachschäden.

Das Nichtbeachten dieses Hinweises kann zu Sachschäden am Gerät und dessen Peripherie führen.

# 1.9 Bedeutung der Piktogramme

Hier werden alle **Piktogramme** erklärt, die innerhalb dieses Dokuments vorkommen:



Zusätzliche Informationen zur aktuellen Thematik.



Praktische Arbeitsvorgänge am Photometer.



Manipulationen auf der Anzeige (Touchscreen).



Arbeiten am PC.



Ausklappbare, zusätzliche Hilfe.

# 2 Ein- und Ausgänge

## 2.1 Schema Ein-/Ausgänge OilGuard 2



Abbildung 1: Schema Ein-/Ausgänge des OilGuard 2

1	Interne 24 V Speisung	2	Relaisausgang (OilGuard 2 Standard)
3	Brücke (OilGuard 2 Ex)	4	Relaisausgänge (OilGuard 2 Ex)
5	Optokoppler-Ausgänge mit offe- nen Kollektoren (OilGuard 2 Ex)	6	Optokoppler-Eingänge (OilGuard 2 Ex)
7	Optokoppler-Ausgänge mit offe- nen Kollektoren (OilGuard 2 Stan- dard)	8	Optokoppler-Eingänge (OilGuard 2 Standard)
9	DIL-Schalter S2/1		

#### 2.2 Relaisausgänge Ex

Die zwei Relaisausgänge Out 1 und 2 (Abbildung 1, Pos.4) haben Umschaltkontakte und sind für 250 VAC, 6 A ausgelegt. Den Relaisausgängen können Funktionen zugewiesen werden, die im Kapitel 3.7 beschrieben sind.

#### 2.3 Relaisausgang Standard

Der Ausgang Out 1 (Abbildung 1, Pos. 2) ist als Relaiskontakt ausgeführt. Dieser ist stromlos geschlossen (30V/0.1A)

Dem Relaisausgang können Funktionen zugewiesen werden, die im Kapitel 3.7 beschrieben sind.

## 2.4 Optokoppler-Ausgänge

Die Ausgänge (Ex 3 .. 5/Standard 2 .. 7) (Abbildung 1, Pos. 4, OilGuard 2 Ex/ Pos. 7, OilGuard 2 Standard) sind als Halbleiterausgänge mit offenen Kollektoren (open collector) ausgeführt. Sie sind mittels Optokoppler gegenüber allen anderen Anschlüssen bis 50 V galvanisch getrennt. Den Ausgängen können Funktionen zugewiesen werden, die im Kapitel 3.7 beschrieben sind.

## 2.5 Optokoppler-Eingänge

Die Eingänge 1..4 (Abbildung 1, Pos. 5, OilGuard 2 Ex/ Pos. 8, OilGuard 2 Standard) sind als Optokopplereingänge ausgeführt. Alle Optokopplereingänge sind gemeinsam gegenüber den anderen Anschlüssen bis 50 V galvanisch getrennt. Den Eingängen können Funktionen zugewiesen werden, die im Kapitel 3.7 beschrieben sind.

## 2.6 Galvanische Trennung für OilGuard 2 Ex

Die Ein-/Ausgänge können entweder über eine interne oder externe Spannung angesteuert werden. Bei Verwendung der internen Spannung wird die Masse der Steuerspannung auf Erdpotential gelegt. Bei Verwendung einer externen Spannung kann die Masse der Steuerspannung galvanisch getrennt werden.

Bei Verwendung der internen Spannung muss der DIL-Schalter S2/1 geschlossen sein (Abbildung 1, Pos. 9). Die zwei Relais werden von der internen 24V-Speisung versorgt (Abbildung 1, Pos. 1). Dazu muss eine Brücke zwischen den Klemmen 27 (V-Rel Int) und 28 (V-Rel Ext) (Abbildung 1, Pos.3) installiert sein.

Bei Verwendung einer externen Spannung muss der DIL-Schalter S2/1 (Abbildung 1, Pos. 9) geöffnet sein. Die Ein-/Ausgänge sind nun galvanisch von der restlichen Elektronik getrennt. Die zwei Leistungs-Relais müssen von einer extern 24VDC-Speisung versorgt werden. Dazu muss die Brücke zwischen den Klemmen 27 und 28 entfernt und die externe Spannung an der Klemme 28 (V-Rel Ext) (Abbildung 1, Pos. 3) angeschlossen werden.

# **3** Beschreibung der Menüfunktionen

## 3.1 Allgemeines zur Menübeschreibung



Die Menüs sind für die Bedienung am Photometer und für die Web-Benutzeroberfläche weitgehend identisch. Abweichungen zwischen den beiden Bedienmöglichkeiten sind an den entsprechenden Stellen separat beschrieben (z.B. "Einstellen der Betriebssprache" oder "in den Servicebetrieb umschalten").

SYMBOL	BEDEUTUNG
1 i triferi ale te di	Kennzeichnet Funktionen die vom Benutzer <b>nicht</b> veränderbar sind.
\$	Werkseitige Vorgabewerte sind jeweils mit diesem Symbol gekennzeichnet.



Im Anhang befindet sich die ausklappbare Menüstruktur.

## 3.2 Menü: Display

#### 3.2.1 Untermenü: Display\Allgemein

Zeit Skala	Funktionen / Werte / Parameter
Zeitspanne der grafischen Messwertdarstel-	<b>Ф</b> 1 Tag
lung.	3 Min., 15 Min., 1 Std., 3 Std., 9 Std., 1 Tag,
	s lage, lu lage

Werte	Funktionen / W	erte / Parameter
Hier kann eingestellt werden, ob der Mini- malwert, der Mittelwert oder der Maxi- malwert dargestellt werden soll. Im Grafikfeld werden horizontal 180 Werte abgebildet (180 Pixel). Jeder dargestellte Wert besteht aus mehre- ren Messwerten, je nach eingestellter Zeit- spanne.	Min. Wert	Der dargestellte Wert ist der <b>tiefste</b> Messwert, der wäh- rend der eingestellten Zeit- spanne gemessen worden ist.
	Mittel-Wert	Der dargestellte Wert ist der <b>durchschnittliche</b> Mess- wert, der während der ein- gestellten Zeitspanne ge- messen worden ist.
	✿ Max. Wert	Der dargestellte Wert ist der <b>höchste</b> Messwert, der während der eingestellten Zeitspanne gemessen wor- den ist.

**Beispiel:** Im Menü **Zeit Skala** wurde 3 Std (180 Min) eingestellt. Somit besteht ein dargestellter Wert aus den Messwerten, die während einer Minute gemessen worden sind.

Wenn sich nun der Messwert während einer Minute stetig von 5 auf 1 FLU verringert, so wird der dargestellte Wert je nach eingestellter Funktion wie folgt abgebildet:

- bei **Max. Wert**, dargestellter Wert 5 FLU
- bei Min. Wert, dargestellter Wert 1 FLU
- bei **Mittel-Wert**, dargestellter Wert 3 FLU

Bei Service	Funktionen / W	erte / Parameter
Wert, der während des Servicebetriebes über die Grafikanzeige ausgegeben wird.	0 Wert	Während der Dauer des Servicebetriebes wird der Wert 0 über die Grafikan- zeige ausgegeben.
	Letzter Wert	Während der Dauer des Servicebetriebs wird der letzte Messwert, aus dem normalen Messmodus, über die Grafikanzeige ausge- geben.

#### 3.2.2 Untermenü: Display\Kanal 1

Auflösung	Funktionen / Werte / Parameter
Einstellen der Anzahl Kommastellen, wel- che für die Anzeige von kleinen Messwer- ten verwendet werden sollen.	1.234, 1.23, 1.2, 1

Min. Auto	Funktionen / W	/erte / Parameter
Aktivieren der automatischen Skalierung der Grafikanzeige auf den Minimalwert.	Inaktiv	In der Grafikskala wird der im Parameter <b>Min. Wert</b> eingetragene Wert als Mi- nimalwert angezeigt.
	Aktiv	Der Minimalwert der Gra- fikskala wird automatisch ermittelt.

Min. Wert	Funktionen / Werte / Parameter		
Minimalwert der Grafikanzeige bei ausge- schalteter automatischer Skalierung.	✿ 0.000		

Max. Auto	Funktionen / Werte / Parameter	
Aktivieren der automatischen Skalierung der Grafikanzeige auf den Maximalwert.	Inaktiv	In der Grafikskala wird der im Parameter <b>Max. Wert</b> eingetragene Wert als Ma- ximalwert angezeigt.
	Aktiv 🕈	Der Maximalwert der Gra- fikskala wird automatisch ermittelt.

Max. Wert	Funktionen / W	/erte / Parameter
Maximalwert der Grafikanzeige bei ausge- schalteter automatischer Skalierung.	<b>\$</b> 10.00	

## 3.3 Menü: Nachkali/Kanal 1

Sollwert	Funktionen / Werte / Parameter	
Wert, der zum Gerät gehörenden Kontrol- leinheit oder zur Formazinlösung gehört.	(gerätespezifisch)	
	Siehe auch:	
	Betriebsanleitung	

Istwert	Funktionen / Werte / Parameter
Aktuell gemessener Wert.	(gerätespezifisch)
and and the set of the	Siehe auch:
Romen ages (un definition ages) definition relation	Betriebsanleitung

Akt.Korr	Funktionen / Werte / Parameter
Aktueller Korrekturfaktor, der die Abwei-	✿ 1.000
chung zur Werkskalibrierung angibt.	Siehe auch: Betriebsanleitung

Abgleich	Funktionen / Werte / Parameter
Löst Abgleich aus. Aus dem Ist- und Soll-	auslösen
wert wird ein neuer Korrekturfaktor er- rechnet.	Siehe auch: Betriebsanleitung

## 3.4 Menü: Simulation

Messwert Mode	Funktionen / W	erte / Parameter
Mit dieser Funktion können Messwerte an den Ausgängen simuliert werden. Um die einzelnen Messwerte klar unter- scheiden zu können, hat jeder Kanal einen eigenen Multiplikationsfaktor zum Basis- Simulationswert.	Aus	Deaktiviert die Funktion.
	Statisch	Der Basis-Simulationswert ist 1.
	Dynamisch	Der Basis-Simulationswert wechselt zwischen Werten von 1 bis 2.
Siehe auch: Simu-Wert	Simu-Wert	Der Basis-Simulationswert wird vom Parameter <b>Simu-</b> <b>Wert</b> übernommen.

Simu-Wert	Funktionen / Werte / Parameter
Wenn im Menü Messwert Mode die	✿ 1.000
Funktion <b>Simu-Wert</b> eingestellt wird, dann wird der hier angegebene Wert als Basis-	Siehe auch:
Simulationswert übernommen.	Betriebsanleitung
	Messwert Mode

Fehler Mode	Funktionen / W	/erte / Parameter
Mit dieser Funktion können alle Fehlermel-	🎝 Aus	Deaktiviert die Funktion.
muliert werden.	Siehe auch:	
	Betriebsanlei	tung

Stromausgänge	Funktionen / W	/erte / Parameter
Mit dieser Funktion können bestimmte Werte an den Stromausgängen ausgege- ben werden.	Aus	Deaktiviert die Funktion.
	0mA, 4mA, 8mA, 10mA, 12mA, 16mA, 20mA	Stromwert, der an den Aus- gängen ausgegeben werden soll.
	Siehe auch: Betriebsanle	itung

Ausgänge	Funktionen / W	erte / Parameter
Mit dieser Funktion können bestimmte Zu- stände an den Digitalen Ausgängen ausge- geben werden.	🎝 Aus	Deaktiviert die Funktion.
	Alle Aus	Alle Ausgänge sind auf 0.
	Alle Ein	Alle Ausgänge sind auf 1.
	1 5 (7) Ein	Einzelnen Ausgang auf 1 setzen.

## 3.5 Menü: Grenzwerte



Das Vorgehen zum Einstellen der Grenzwerte ist ausführlich in der Betriebsanleitung beschrieben.

Für jeden Grenzwert (G1 .. n) stehen die folgenden Parameter zur Verfügung:

Mode	Funktionen / W	/erte / Parameter
Einstellen, ob die Grenzwertfunktion auf unter- oder überschreiten des Schwellwer- tes reagieren soll.	Inaktiv	Grenzwertüberwachung ist deaktiviert.
	Überschreit.	Grenzwert aktiv bei Über- schreitung des Schwell- werts.
	Unterschreit.	Grenzwert aktiv bei Unter- schreitung des Schwell- werts.
	Siehe auch: Betriebsanlei	itung

GW oben	Funktionen / Werte / Parameter
Einstellen des oberen Schwellwerts.	<b>G</b> renzwert 1: 1.000
	Grenzwert 2: 10.00
	Siehe auch:
	Betriebsanleitung

GW unten	Funktionen / Werte / Parameter
Einstellen des unteren Schwellwerts.	Grenzwert 1: 0.900
	Grenzwert 2: 9.000
	Siehe auch:
	Betriebsanleitung

Einschaltverz.	Funktionen / Werte / Parameter
Einschaltverzögerung: Einstellen der	🍄 0 s (Wert in Sekunden)
unterschritten sein muss. damit ein Signal	Siehe auch:
an die Ausgänge ausgegeben und in der Anzeige erscheint.	<ul> <li>Betriebsanleitung</li> </ul>

Ausschaltverz.	Funktionen / Werte / Parameter
Ausschaltverzögerung: Einstellen der	🍄 0 s (Wert in Sekunden)
unterschritten sein muss, bis das Signal von den Ausgängen abfällt und die Grenzwert- anzeige von der Anzeige verschwindet.	Siehe auch: Betriebsanleitung

## 3.6 Menü: Stromausgänge

#### 3.6.1 Untermenü: Stromausgänge\Allgemein



Im Kapitel 3.6.3 wird die Konfiguration der automatischen Messbereichsumschaltung mit einem Beispiel detailliert beschrieben.

Bereiche	Funktionen / Werte / Parameter		
Einstellen der unteren und oberen Grenzen der acht Messbereiche	Definieren MB1 MB8	<ul><li>Von: Unterer Wert des ein- gestellten Messbereichs.</li><li>Bis: Oberer Wert des einge- stellten Messbereichs</li></ul>	
	Siehe auch: Betriebsanleitung		

0/4 mA 20 mA	Funktionen / Werte / Parameter		
Einstellen des Strombereichs für den Messwertausgang. Der Ausgang wird auf den jeweils aktuellen Messbereich skaliert.	0-20mA	0 % Messwert = 0 mA, 100 % Messwert = 20 mA	
	✿ 4-20mA	0 % Messwert = 4 mA, 100 % Messwert = 20 mA	
	Siehe auch: Betriebsanleitung		

Poi Sonvico	Funktionen / Werte / Parameter				
Bei Selvice	runktioner	1/ 44	erte / P	arameter	
Einstellen des Messwertausgangs im Ser- vicebetrieb.	U Wert		Der Messwertausgang geht während des Servicebetriebs auf den Wert, welcher dem Messwert 0 entspricht. Die- ser Wert ist abhängig vom Strombereich.		
	Letzter V	Letzter Wert Der M währe auf de Messv ren).		esswertausgang bleil nd des Servicebetriek n letzten gültigen ert stehen (einfrie-	bt bs
	Nachkali Der M währe auf de Messv ren). Nach lösten fung ( Sekun chend ausge Tabell		Der Me währer auf der Messw ren). Nach e lösten l fung (A Sekunc chend ausgeg Tabelle	esswertausgang blei nd des Servicebetriek m letzten gültigen ert stehen (einfrie- iner manuell ausge- Kalibrationsüberprü- Abgleich), wird für 10 den ein Wert entspre dem Korrekturwert leben (siehe folgend ).	bt cs - 0 2- le
	020 mA	42	0 mA	Korrekturwert	7
	20 mA	20 r	nA	1.5	-
	10 mA	12 r	nA	1.0	
	0 mA	4 m	A	0.5	
	Messen		Die Me vicebet und de ausgan Befinde Sensor- letzten	ssung läuft im Ser- rieb normal weiter r reguläre Messwert g ist verfügbar. et man sich in einem -Menu, werden die Werte beibehalten.	t- า
	Siehe auch:				
	Betriebs	sanlei	tung		

Max. Wert	Funktionen / Werte / Parameter		
Einstellen des höchstmöglichen Stromwerts am Messwertausgang. Stromwerte über 20.0 mA entsprechen mehr als 100 % Messwert des aktuellen Messbereichs.	✿ 21 mA	Einstellbarer Bereich 20.0 21.0 mA	
	Siehe auch: Betriebsanlei	tung	

Bei Fehler	Funktionen / Werte / Parameter		
Stromwert, der im Falle eines Fehlers aus- gegeben werden soll.	✿ 2 mA	Einstellbarer Bereich 0 4 mA	
Diese Einstellung ist nur relevant, wenn als Strombereich <b>4 20 mA</b> einge- stellt wurde (siehe oben).	Siehe auch: Betriebsanlei	itung	

Auto Hysterese	Funktionen / W	erte / Parameter
Einstellen des Schwellwerts für die Um- schaltung in den nächsttieferen Messbe-	<b>\$</b> 10 %	Einstellbarer Bereich 0 90 %
reich. Diese Option ist nur bei automati- scher Messbereichsumschaltung von Be- deutung.	Siehe auch: Betriebsanlei	tung
Die <b>Auto</b> Hysterese wird im Kapitel 3.6.4 detaillierter beschrieben.		

Auto 1 von	Funktionen / Werte / Parameter		
Einstellen des Start-Messbereichs für die automatische Messbereichsumschaltung.	MB1	Einstellbarer Bereich MB1 MB8	

Auto 1 bis	Funktionen / Werte / Parameter		
Einstellen des End-Messbereichs für die au- tomatische Messbereichsumschaltung.	MB8	Einstellbarer Bereich MB1 MB8	

#### 3.6.2 Untermenü: Stromausgänge\Strom 1

Bereich	Funktionen / Werte / Parameter		
Einstellen des Messbereichs MB1MB8. Es ist auch möglich, die Messbereiche über die Eingänge In 1/2 oder automatisch Au- to 1 festzulegen.	MB1 MB2 MB8	Fixer Messbereich	
	ln 1/2	Messbereichsumschaltung über Eingänge	
	Auto 1	Automatische Umschaltung	

#### 3.6.3 Automatische Messbereichsumschaltung

Die automatische Messbereichsumschaltung wählt selbstständig den optimalen Messbereich aus. Dabei werden die Messbereiche, welche bei **Auto 1 von** und **Auto 1 bis** berücksichtigt.

Die entsprechenden Messbereiche müssen zusammenhängend und der Grösse nach geordnet sein (der grösste Messbereich muss dabei die kleinste Messbereichsnummer haben). Die Ausgänge können so programmiert werden, dass der aktuell gewählte Messbereich an ein Leitsystem übertragen werden kann.

**Beispiel:** Der Messbereich soll automatisch zwischen 0-10, 0-5, 0-2 und 0-1 umschalten. Der aktuelle Bereich soll an den Optokoppler-Ausgängen 3 und 4 ausgegeben werden.

	MANIPULATION	ZUSATZINFO / BILDER
1.	Im Menü <b>Stromausgänge Allgemein</b> im Un- termenü <b>Bereiche</b> die gewünschten Messberei- che der Grösse nach programmieren.	Standardmässig sind die ge- wünschten Bereiche schon als MB3- MB6 so definiert.
2.	Parameter <b>Auto 1 von</b> auf <b>MB3 0.00-10.0</b> set- zen (kleinere MB-Nummer).	
3.	Parameter <b>Auto 1 bis</b> auf <b>MB6 0.00-1.00</b> set- zen (grössere MB-Nummer).	
4.	Parameter <b>Auto Hysterese</b> gemäss Kapitel 3.6.4 setzen.	
5.	Ins Menü <b>Stromausgänge\Strom 1</b> wechseln und dann bei <b>Bereich → Auto 1</b> auswählen.	
6.	Ins Menü <b>Ein-/Ausgänge\Ausgänge\</b> <b>Ausgang 3</b> wechseln. Hier die Funktion <b>MB-Out1 Bit 0</b> aktivieren. Alle anderen Funktionen müssen deaktiviert sein.	Die Messbereichsinformation wird binär codiert ausgegeben. Da die Messbereichsumschaltung nur über 4 Bereiche läuft, reichen 2 Bit für die Darstellung.

	MANIPULATION	2	ZUSATZII	NFO / BILDER	
7. Ins Menü Ein-/Ausgänge\Ausgänge\ Ausgang 4 wechseln und hier die Funktion MB-Out1 Bit 1 aktivieren. Alle anderen Funkti- onen müssen deaktiviert sein.		Bit 1	Bit O		
		MB 5	0	0	
		MB 6	0	1	
		MB 7	1	0	
			MB 8	1	1

#### 3.6.4 Auto Hysterese

Die Umschaltung in den nächsttieferen (empfindlicheren) Messbereich erfolgt, sobald der Messwert die eingestellte Hysterese (2) dieses Messbereichs unterschreitet.

Erreicht der Messwert das obere Ende eines Messbereichs (100% Messwert) wird in den nächsthöheren (unempfindlicheren) Bereich umgeschaltet.



- 1 Messwert
- ② Hysterese
- 3 Messbereich 1
- ④ Messbereich 2
- S Zeit



## 3.7 Menü: Ein-/Ausgänge

## 3.7.1 Untermenü: Ein-/Ausgänge

Allgemein	Funktionen / Werte / Parameter		
<b>Bez.Ext.Eing.</b> Bezeichnung externer Eingang		Möglichkeit ein kundenspe- zifisches externes Signal ins Gerät einzuspeisen. Diesem Signal kann hier ei- ne eigene Bezeichnung zu- gewiesen werden.	
<ul><li>Prio.Ext.Eing.</li><li>Betriebsanleitung</li></ul>	Aus 🗘	Der Eingang ist inaktiv.	
	Warnung	Das externe Signal wird als Warnung bearbeitet.	
	Fehler	Das externe Signal wird als Fehler bearbeitet.	
	Prio-Fehler	Das externe Signal wird als priorisierter Fehler bearbei- tet.	

Eingänge	Funktionen / Werte / Parameter		
Eingang 1 4	Aus 🗘	Alle Funktionen deaktiviert.	
Das OilGuard 2 verfügt über vier Eingänge (Klemmen 19 22) denen Funktionen zu- gewiesen werden können. Durch Anlegen eines Signals an den Eingang wird die ent- sprechende Funktion ausgelöst (1 bzw. 0 falls <b>Invers</b> eingeschaltet ist). Die Funktionen können jedem der vier Ein- gänge zugewiesen werden.	Invers	Funktionen invertieren. So, dass die Funktion bei Signal 0 ausgelöst wird.	
	Betrieb/Serv.	Umschaltung zwischen Normalbetrieb und Service- betrieb.	
	Extern	Externes Signal z.B. Durch- flussmesser	
	MB-In1 Bit 0	Bit 0 von externer Messbe- reichsumschaltung 1.	
	MB-In1 Bit 1	Bit 1 von externer Messbe- reichsumschaltung 1.	
	MB-In1 Bit 2	Bit 2 von externer Messbe- reichsumschaltung 1.	
	MB-In2 Bit 0	Bit 0 von externer Messbe- reichsumschaltung 2.	
	MB-In2 Bit 1	Bit 1 von externer Messbe- reichsumschaltung 2.	
	MB-In2 Bit 2	Bit 2 von externer Messbe- reichsumschaltung 2.	

Ausgänge	Funktionen / Werte / Parameter		
Ausgang 15 (7)	Invers	Funktion invertieren.	
Das Photometer verfügt über Relais und Optokoppler-Ausgänge denen Funktionen	Prio-Fehler	Aktiv, wenn ein priorisierter Fehler aufgetreten ist.	
Roim Eintroffon oinos Eroignissos wird oin	Fehler	Aktiv, wenn ein Fehler auf- getreten ist.	
Signal (1 bzw. <b>0</b> falls <b>Invers</b> eingeschaltet ist) auf die entsprechend konfigurierte	Warnung	Aktiv, wenn eine Warnung aufgetreten ist.	
Klemme ausgegeben. Sind mehrere Funktionen für einen Aus-	Service	Aktiv, wenn sich das Gerät im Servicemode befindet.	
logischen ODER verknüpft, d. h. das Signal wird ausgegeben, sobald eines der Ereig-	Abgleich	Aktiv, wenn das Gerät einen Abgleich durchführt.	
nisse eintritt.	Grenzwert 1 2	Aktiv, wenn Grenzwert 1 2 aktiv ist.	
	MB-Out1 Bit 0	Bit 0 der automatischen Messbereichsumschal- tung 1.	
	MB-Out1 Bit 1	Bit 1 der automatischen Messbereichsumschal- tung 1.	
	MB-Out1 Bit 2	Bit 2 der automatischen Messbereichsumschal- tung 1.	
	MB-Out2 Bit 0	Bit 0 der automatischen Messbereichsumschal- tung 2.	
	MB-Out2 Bit 1	Bit 1 der automatischen Messbereichsumschal- tung 2.	
	MB-Out2 Bit 2	Bit 2 der automatischen Messbereichsumschal- tung 2.	

#### 3.8 Menü: Digi.Schnitt.

Hier können die digitalen Schnittstellen konfiguriert werden. Die zur Verfügung stehenden Parameter sind abhängig von den im Photometer integrierten Schnittstellenmodulen (Modbus RTU/Profibus DP/HART).



Nach dem Umstellen dieser Optionen, muss das Photometer aus- und wieder eingeschaltet werden. Die Menüs Modbus/Profibus/HART werden nur angezeigt, wenn die entsprechenden Module eingebaut sind.  $\rightarrow$  Betriebsanleitung

#### 3.8.1 Untermenü: Modbus RTU (Optional)

Slave Nr.	Funktionen / Werte / Parameter	
Definieren der Slavenummer mit der das Photometer im Leitsystem adressiert wird.	<b>\$</b> 1	Werte zwischen 1 und 240 sind zulässig.
	Siehe auch:	
	Betriebsanleitung	

Baudrate	Funktionen / Werte / Parameter	
Einstellen der Baudrate der Modbus- Schnittstelle.	✿ 115200 Baud	Baudrate in Bits/s Weitere verfügbare Werte: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 230400 Baud

Parity	Funktionen / We	
Einstellen der Paritätsbits der Modbus- Schnittstelle.	🌣 Gerade	Gerades Paritätsbit (EVEN)
	Ungerade	Ungerades Paritätsbit (ODD)
	Kein	Kein Paritätsbit (NONE)

#### 3.8.2 Untermenü: Profibus (Optional)

Steuerung	Funktionen / W	erte / Parameter
Einstellen, ob über den Profibus nur Werte ausgelesen oder auch Werte geschrieben werden können.	🎝 Lokal	Werte können nur gelesen werden.
	Extern	Lesen und schreiben der Werte. Das Photometer kann via Profibus gesteuert werden.

Slave Nr.	Funktionen / W	Funktionen / Werte / Parameter		
Definition der Profibus-Slavenummer.	<b>\$</b> 1	Werte zwischen 1 und 240 sind zulässig.		
	Siehe auch: Betriebsanleitung			

#### 3.8.3 Untermenü: HART (Optional)

HART	Funktionen / Werte / Parameter	
Ob ein HART- oder Modbus-Modul einge- setzt ist, kann von der Software nicht au-	🎝 Inaktiv	HART Modul inaktiv → Modbus-Modul aktiv
tomatisch erkannt werden. Mit diesem Menüpunkt muss definiert werden, wel- ches der beiden Module integriert ist.	Aktiv	HART Modul aktiv → Modbus-Modul inaktiv.
		Das Menü Modbus wird ausgeblendet

#### 3.8.4 Untermenü: Ethernet

DHCP	Funktionen / Werte / Parameter		
Automatische Vergabe von IP-Adressen.	🌣 Nein	Funktion deaktiviert	
	Ja	Funktion aktiviert	
	Siehe auch: Betriebsanleitung		

IP-Adresse	Funktionen / Werte / Parameter	
	<b>*</b> 169.254.1.1	IP-Adresse frei wählbar
	Siehe auch:	
	Betriebsanlei	tung

Gateway-Adr.	Funktionen / Werte / Parameter	
	✿ 0.0.0.0	Gateway-Adresse frei wählbar
	Siehe auch: Betriebsanlei	tung

Sub-Net Mask	Funktionen / Werte / Parameter	
	✿ 255.255.0.0	Sub-Net Mask frei wählbar
	Siehe auch:	
	<ul> <li>Betriebsanle</li> </ul>	itung

Senden	Funktionen / Werte / Parameter	
Definiert, wann eine Mail gesendet werden soll:	Test	Es wird eine Testmail verschickt.
	Prio-Fehler	Beim auftreten eines priorisierten Fehlers.
	Fehler	Beim auftreten eines Fehlers.
	Warnung	Beim auftreten einer Warnung.
	Grenzwert	Bei einer Grenzwertüberschreitung.
	1 Tag	Täglich
	7 Tage	Wöchentlich

Mail Server	Funktionen / Werte / Parameter	
Adresse des SMTP Mail Servers. Die Adresse kann als IP oder Name (DNS) angegeben werden.		

Absender	Funktionen / Werte / Parameter	
Adresse des Absenders.		

Empfänger	Funktionen / Werte / Parameter	
Adresse des Empfängers.		

Port Nr.	Funktionen / Werte / Parameter	
Port Nummer, auf der die Mail verschickt wird.	<b>\$</b> 25	

MAC-Adresse	Funktionen / W	/erte / Parameter
Eindeutige Identifikation im Netzwerk.	F0264Cxxxxxx	

#### 3.8.5 Versenden von Mails:

Mails werden nach dem SMTP-Verfahren (Simple Mail Transfer Protocol) übertragen. Die Einstellungen für **MailServer**, **Port Nr.**, **Absender** und **Empfänger** müssen mit dem Netzwerkbetreiber abgesprochen werden, damit die Mails nicht durch eine Firewall blockiert werden.

Die Einstellungen können über die Funktion **Senden-Test** überprüft werden. Wenn das Mail korrekt gesendet werden konnte, wird dies mit **i.O.** bestätigt. Das übertragene Mail hat das folgende Format: Von: Absender An: Empfänger

Betreff: Gerätetyp Seriennummer Ursache

#### Inhalt:

Sigrist Photometer, Gerätetyp Seriennummer, Zeit beim Versenden, Messstellenbezeichnung, Fehler, Aktuelle Messwerte aller Kanäle

# 3.9 Menü: Logger

Intervall	Funktionen / Werte / Parameter	
Mit dieser Funktion kann der Zyklus festge- legt werden in welchen Zeitabständen die Daten auf die microSD-Karte gespeichert werden sollen.	✿ 10 s	Einstellbarer Bereich 1 60000 in Sekunden.

Daten	Funktionen / Werte / Parameter	
Nachdem die Taste <b>Definieren</b> gedrückt wurde, erscheinen diese Funktionen.	Aktiv 🕈	Aktiviert die Logger- Funktion und speichert die Messwerte.
	Fehler	Speichert zusätzlich die Feh- lermeldung.
	Stromwert	Speichert zusätzlich die Stromwert.

Abst-Zeichen	Funktionen / Werte / Parameter	
Festlegen des Zeichens zwischen zwei Ko- Ionnen.	🎝 Tab	Setzt einen Tabulator.
	Komma	Setzt ein Komma.

End-Zeichen	Funktionen / W	/erte / Parameter
Definiert das Zeichen für das Zeilenende.	CR + LF	Windows
	CR	Мас
	LF	Unix

# 3.10 Menü: Konfiguration

Sprache	Funktionen / Werte / Parameter
Einstellen der Menüsprache.	Deutsch
Siehe auch: Betriebsanleitung	🌣 English
	Francais
	Espanol
	Nederlands
	Portugues

Betriebszwang	Funktionen / W	/erte / Parameter
Einstellen der Zeit, nach der das Gerät au- tomatisch in den Messbetrieb zurückkehrt	<b>Ф</b> 1800 s	Einstellbarer Bereich zwi- schen 60 60000 s
(Betriebszwang).	60000 s	Betriebszwang ausge-
Dies betrifft den Fall, wenn sich das Gerät		schaltet.
nipulationen mehr an der Tastatur gemacht	Siehe auch:	
werden.	<ul> <li>Betriebsanlei</li> </ul>	tung
Mit dieser Option kann verhindert werden, dass das Messgerät für beliebig lange Zeit im Servicebetrieb verweilt, wo kein relevan- ter Messwert/Grenzwert ausgegeben wer- den kann.		

Zugriffscode	Funktionen / Werte / Parameter	
Einstellen des Zugriffscodes für die Aktivie- rung des Servicebetriebs.	<b>\$</b> 0	Einstellbarer Bereich 0 999999
	Siehe auch:	
	<ul> <li>Betriebsanlei</li> </ul>	tung

Display dimmen	Funktionen / W	/erte / Parameter
Wird für 5 Minuten keine Eingabe getä- tigt, wird die Helligkeit des Displays redu- ziert.	<b>\$</b> 117	0 127 Stufen

Datum	Funktionen / W	erte / Parameter
Einstellen des aktuellen Datums.	TT.MM.JJJJ	TT: Tag MM: Monat JJJJ: Jahr
	Siehe auch: Betriebsanlei	tung

Zeit	Funktionen / W	/erte / Parameter
Einstellen der aktuellen Uhrzeit.	hh:mm:ss	hh: Stunden mm: Minuten ss: Sekunden
	Siehe auch: Betriebsanle	itung

Datumsformat	Funktionen / W	/erte / Parameter
Einstellen des Datumformats, welches beim	TT.MM.JJJJ	TT: Tag
Menu <b>Datum</b> eingestellt werden kann.	TT/MM/JJJJ	JJJJ: Jahr
	MM/TT/JJJJ	
	Siehe auch:	
	<ul> <li>Betriebsanlei</li> </ul>	tung

Sommerzeit	Funktionen / W	'erte / Parameter
Einstellen der Sommerzeit.	Nein	Winterzeit
	Ja	Sommerzeit
	Europa	Stellt am letzten Sonntag im März auf Sommerzeit und am letzten Sonntag im Ok- tober auf die Winterzeit um.

Bezeichnung	Funktionen / Werte / Parameter
Einstellen der Bezeichnung für die Mess- stellenidentifikation für den Betrieb mit der Web-Benutzeroberfläche.	13-stellige individuelle Messstellen- bezeichnung.

## 3.11 Menü: Mess. Kanäle



Im OilGuard 2 können acht unabhängige Kalibrierkurven gespeichert werden (z.B. für verschiedenen Ölsorten).

#### 3.11.1 Untermenü: Allgemein

Kanal-Wahl	Funktionen / W	/erte / Parameter
Einstellen des aktiven Mess-Kanals K1 K8. Es ist auch möglich, den aktiven	✿ K1 K2 K8	Fixer Messbereich
zulegen.	In 1/2	Messbereichsumschaltung über Eingänge. Kapitel 3.6.3

#### 3.11.2 Untermenü: Kanal 1..8

Für jeden Mess-Kanal stehen die folgenden Parameter zur Verfügung:

Linearisierung	Funktionen / Werte / Parameter
Definition einer kundenspezifischen Linea-	Definieren
Wertepaare).	Siehe auch: Kapitel 3.11.3

Offset	Funktionen / Werte / Parameter
Einstellen des Offsetwertes.	✿ 0.000
Liegen die Messwerte systematisch zu hoch, kann mit einem negativen <b>Offset</b> ein konstanter Betrag abgezogen werden. Lie- gen die Werte zu tief, muss ein positiver <b>Offset</b> eingestellt werden.	

Skalierung	Funktionen / W	/erte / Parameter
Einstellen des Skalierungsfaktors für eine	<b>Ф</b> 1.000	FLU
Anpassen an Laborwerte. Der Skalierungs- faktor wird mit dem Messwert multipliziert.		
Die Einheit kann separat eingestellt werden (siehe unten).		
Die Grundkalibrierung des Gerätes ist in FLU. Für Messungen in FLU wird eine Ska- lierung von 1.000 verwendet.		

Integration	Funktionen	/ Werte / Parameter
Einstellen der Integrationszeit für die Messwertbildung.	<b>₽</b> 60 s	Einstellbare Werte sind: 060000s
	Siehe auch: Kapitel 3	3.11.4

Bezeichnung	Funktionen / Werte / Parameter		
Eingabe einer Bezeichnung, zur Identifika- tion dieses Kanals.	OiWn	Es können maximal 7 Zeichen definiert werden.	

Einheit	Funktionen / W	erte / Parameter
Einstellen der Zeichenfolge für eine kun- denspezifische Masseinheit.	FLU	Es können maximal 7 Zeichen definiert werden.

#### 3.11.3 Linearisierung

Die Linearisierungskurven können zur Programmierung einer von Werkseinstellungen unterschiedlichen Bezugsgrösse oder zur Kompensation von Nichtlinearitäten verwendet werden.

Dazu müssen im Gerät zwei bis acht Stützwerte (Tab 0 .. Tab 7) innerhalb des gewünschten Messbereichs (graue Fläche) ausgemessen werden. Jeder Stützwert besteht aus einem Sollwert und je einem Istwert. Je mehr Stützwerte erstellt werden, desto genauer werden später die Messungen.





1

Messwerte zwischen den Stützwerten werden linear interpoliert. Messwerte die kleiner sind als der kleinste Sollstützwert, werden wie der kleinste Stützwert behandelt. Messwerte ausserhalb des höchsten Sollstützwerts werden als Überlauf angezeigt (\*\*\*\*).

#### 3.11.4 Integration

Schwankungen im Messwert lassen sich durch Integration über eine bestimmte Zeit glätten, so dass daraus ein trägerer, dafür aber genauerer Messwert resultiert

Die Integrationszeit bestimmt die Stärke der Glättung.

- 1 Originalsignal
- ② Kurze Integrationszeit
- ③ Lange Integrationszeit
- ④ Zeit

Die Integration im Photometer geschieht über Tiefpassfilter.

Die eingestellte Integrationszeit entspricht der Sprungantwort des Messwerts von 10% bis 90%.

- Messwert
- ② Zeitpunkt des Messwertsprungs
- ③ Integrationszeit
- ④ Zeit



Abbildung 4: Auswirkung der Integrationszeit auf das Messsignal



Abbildung 5: Sprungantwort des Messwertsignals

## 3.12 Menü: Mess-Info

Menu\Me	ss-Info		
Kanal	0iW1		
Werte	10.63		
U EIN	24.5V		
Mess	Menu	ESC	

#### Abbildung 6: Mess-Info

Kanal	OiWn 1	Werte	Aktuell gemessene Werte
U EIN	Gemessene Eingangsspannung		

## 3.13 Menü: History

Hier können aufgetretene Ereignisse in einer Liste zusammengefasst angesehen werden.

#### 3.13.1 History/Fehler

Fehler	Funktionen / Werte / Parameter
Einsehen der chronologisch aufgezeichne- ten Fehler.	Siehe auch: Betriebsanleitung
E Linte Tau Andread	



Zu diesem Thema auch die Betriebsanleitung/Störungsbehebung beachten.

	2	3	4	5	6
	story\Fi	ehle			1/1
Datum	Zeit	Betr.h	Quelle	Meldung	týp
23.01.2014	14:43:53	2958	Lokal	IM SERVICE	INFO
23.01.2014	14:37:31	2958	Lokal	ABGEGLICHEN	INFO
23.01.2014	14:37:31	2958	Lokal	NEUE PARAMETER	INFO
23.01.2014	14:44:08	2958	Lokal	SERIELL 1	FEHLER
23.01.2014	14:43:56	2958	Lokal	ABGLEICH	WARNUNG
23.01.2014	14:42:58	2958	Lokal	ABGLEICH	WARNUNG
Mess	Men	u	ESC		

Abbildung 7: History-Fehler

1	<b>Datum</b> Datum des Ereignisses	2	<b>Zeit</b> Uhrzeit des Ereignisses
3	<b>Betr.h</b> Betriebsstunden beim Zeitpunkt des Ereignisses	4	<b>Quelle</b> Quelle der Fehlermeldung ist immer Lokal
(5)	<b>Meldung</b> Art des Ereignisses	6	<b>Typ</b> Art der Fehlermeldung

#### 3.13.2 Strukturierung der Fehlermeldungen

Die Fehlermeldungen sind wie folgt nach Typen zu Blöcken zusammengefasst und durch Linien voneinander getrennt:

#### Block oben (Informationen)

Infos sind wie folgt nach Meldungen sortiert, sofern sie aufgetreten sind:

- 1. BOOTZEIT
- 2. IM SERVICE
- 3. ABGEGLICHEN
- 4. SENSOR-CHECK
- 5. NEUE PARAMETER
- 6. NEUE EXP.PARAM.

#### Block Mitte (Warnungen und Fehler)

Das letzte aufgetretene Ereignis erscheint jeweils an oberster Stelle.

#### Block unten (Prio-Fehler)

Nur der letzte aufgetretene Prio (Priorisierter Fehler) wird angezeigt.
#### 3.13.3 History/Abgleich

Abgleich	Funktionen / Werte / Parameter
Einsehen der chronologisch aufgezeichne-	Siehe auch:
ten Abgleichswerte.	Betriebsanleitung
E unite true and an antice true an a	



Abbildung 8: History-Abgleich

	<b>Datum</b> Datum des Abgleichs.	2	<b>Zeit</b> Uhrzeit des Abgleichs.
3	<b>Betr.h</b> Betriebsstunden beim Zeitpunkt des Abgleichs.	4	<b>Quelle</b> Abgleichsquelle ist immer Lokal
5	<b>Kanal</b> Kanal der abgeglichen wurde <b>.</b>	6	<b>Akt.Korr</b> Aktueller Korrekturwert beim Abgleich.

# 3.14 Menü: System-Info

Geräte Typ	Funktionen / Werte / Parameter
Einsehen des Gerätetyps.	OilGuard 2
The second secon	

Seriennummer	Funktionen / Werte / Parameter
Einsehen der Seriennummer. Diese Nummer ist bei Rückfragen an den Kundendienst wichtig.	xxxxxx (6-stellige Zahl)

Software Vers.	Funktionen / Werte / Parameter
Einsehen der Versionsnummer der einge-	xxx (3-stellige Zahl)
setzten sontware.	Siehe auch: Betriebsanleitung

Betriebs-Std.	Funktionen / Werte / Parameter
Einsehen der Betriebszeit in Stunden seit Erstinbetriebnahme im Werk. Standzeiten (Gerät spannungslos) sind in dieser Zeit nicht enthalten.	xxx (z.B. 514 h)
	Siehe auch: Betriebsanleitung
a I Marca And Salar And Salar Marca Salar	

User-> SD	Funktionen / Werte / Parameter
Kopieren der User-Daten auf die microSD- Karte.	kopieren
Die gespeicherte Datei kann dem Kunden- dienst zu Diagnosezwecken übergeben werden.	

Expert-> SD	Funktionen / Werte / Parameter
Kopieren der Experten-Daten auf die microSD-Karte.	kopieren
Die gespeicherte Datei kann dem Kunden- dienst zu Diagnosezwecken übergeben werden.	

Mess-> SD	Funktionen / Werte / Parameter
Kopieren der Mess-Daten auf die microSD- Karte.	kopieren
Die gespeicherte Datei kann dem Kunden- dienst zu Diagnosezwecken übergeben werden.	

Diag-> SD	Funktionen / Werte / Parameter
Kopieren der Diagnose-Daten auf die microSD-Karte.	kopieren
Die gespeicherte Datei kann dem Kunden- dienst zu Diagnosezwecken übergeben werden.	

Code	Funktionen / Werte / Parameter
Im Menü <b>Code</b> wird eine Zufallszahl ange- zeigt.	xxx

Werkseinst.	Funktionen / Werte / Parameter
Wiederherstellen der Werkseinstellungen aller Parameter.	laden
Löschen Ihrer Einstellungen durch unbedachtes Handeln	
Beim Ausführen dieser Funktion werden alle Einstellungen unwiderrufbar über- schrieben.	

# 4 Aus-/Einlesen mit microSD-Karte

## 4.1 microSD-Karte entfernen und in PC integrieren



	ARBEITSSCHRITT	ZUSATZINFO / BILDER
1.	Die Tür des Photometers öffnen.	→ Betriebsanleitung
2.	Die vier Schrauben lösen und dann das Abdeck- blech entfernen.	
3.	Leicht auf microSD-Karte drücken, so dass diese ausrastet und ein wenig aus dem Kartenhalter herausspringt.	
4.	Die microSD-Karte in Kartenleser einfügen und an Computer anschliessen. Die microSD-Karte wird als neues Laufwerk angezeigt. Der Kartenleser ist kundenseitig zur Verfü- gung zu stellen. Sollte der Kartenleser keine microSD-Karten lesen können, gibt es im Pho- tometer in der Tür einen SD-Kartenadapter (Kreis).	
5.	Eine der nebenstehenden Operationen durch- führen.	<ul> <li>Diagnosedaten identifizieren und dem Kundendienst über- geben. Kapitel 4.2</li> <li>Neue Softwareversion laden. Kapitel 4.3</li> <li>Log-Daten kopieren und für ei- gene Zwecke nutzen. Kapitel 4.4</li> </ul>

	ARBEITSSCHRITT	ZUSATZINFO / BILDER
6.	Die microSD-Karte fachgerecht aus Computer entfernen und diese wieder vom Adapter ent- nehmen. Die microSD-Karte durch leichten Druck im Steckplatz auf dem NG_Haupt einras- ten. 5.1: Kartenleser fachgerecht von Computer ent- fernen.	
7.	Die Abdeckung wieder mit den vier Schrauben befestigen.	
8.	Die Tür zum Photometer wieder schliessen	$\rightarrow$ Betriebsanleitung

#### 4.2 Diagnosedaten identifizieren

Im Ordner **COPY** sind Diagnosedaten abgelegt. Die Datei **history.txt** wird automatisch erstellt und aufdatiert. Wurde im Menü **System-Info\Mess-> SD**  $\rightarrow$  **kopieren...** und **Diag-> SD**  $\rightarrow$  **kopieren...** ausgeführt, befinden sich zudem die Dateien **diag.txt** und **mess.txt** in diesem Ordner.

Wurde im Menü System-Info\User-> SD  $\rightarrow$  kopieren... und Expert-> SD  $\rightarrow$  kopieren... ausgeführt, wurde ein Unterordner mit der Seriennummer angelegt. Darin befinden sich die Dateien Seriennummer.user, Seriennummer.expert und Seriennummer.display.

Diese Daten helfen dem Kundendienst bei der Fehlersuche.

## 4.3 Neue Softwareversion laden

	1
C	5
	12

	ARBEITSSCHRITT	ZUSATZINFO / BILDER
1.	Neue Softwareversion von SIGRIST- PHOTOMETER anfordern.	Die folgenden Dateien müssen an- gefordert werden: Ordner <b>CFG</b> Ordner <b>LANGUAGE</b> Ordner <b>SKIN</b> Ordner <b>UPDATE</b>
		Ordner WEB Datei: SiPhoVBUp.uc3
2.	Die Betriebsspannung unterbrechen.	$\rightarrow$ Betriebsanleitung
3.	Die Tür des OilGuard 2 öffnen.	$\rightarrow$ Betriebsanleitung
4.	Die microSD-Karte aus dem Kartenhalter ent- nehmen und im PC integrieren. Entsprechenden Wechselträger starten.	
5.	Nach Bedarf Backup der Daten erstellen.	
6.	Kompletten Inhalt der microSD-Karten löschen. Dazu am besten mit dem Fileformat FAT32 neu formatieren.	
7.	Alle angeforderten Ordner und Dateien ins Haupt-Verzeichnis der SD-Karte kopieren, siehe dazu Arbeitsschritt 1.	
8.	Die microSD-Karte vom PC entnehmen und wieder ins Photometer einsetzen.	
9.	Die Tür des OilGuard 2 schliessen.	$\rightarrow$ Betriebsanleitung
10.	Betriebsspannung wieder herstellen.	Der Bildschirm bleibt 30 Sekunden schwarz. Dann erscheint der Start- bildschirm und die neue Software- version <b>Vxxx</b> wird angezeigt. Während dieser Zeit darf die Betriebsspannung nicht unter- brochen werden.
11.	Das Softwareupdate durch einen Neustart ab- schliessen	z. B. durch unterbrechen und wie- der herstellen der Betriebsspan- nung.

## 4.4 Log-Daten von microSD-Karte kopieren

Im Ordner **Log** sind die gespeicherten Log-Dateien abgelegt. Diese können kopiert und für eigene Zwecke weiter verwendet werden.



Die Log-Dateien werden im Menü Logger definiert. Kapitel 3.9

# 5 Mit Web-Benutzeroberfläche arbeiten

## 5.1 Inbetriebnahme der Web-Benutzeroberfläche

Das hier beschriebene Vorgehen ist gültig für eine direkte Ethernetverbindung zwischen einem Windows-PC mit Standardkonfiguration und dem OilGuard 2.



	ARBEITSSCHRITT	ZUSATZINFO / BILDER
1.	Überprüfen der Montage und Installation des Geräts gemäss der Betriebsanleitung.	
	A Das Gerät muss spannungslos sein.	
2.	Das Ethernetkabel wie folgt installieren:	
	2.1: Die Tür gemäss der Betriebsanleitung öff- nen. Der Ethernet Anschlussstecker befindet sich in der Innenseite der Tür (Pfeil)	
	2.2: Das Ethernetkabel durch eine der Kabel- verschraubungen in das Photometer führen.	
	2.3: Ethernetkabel an Ethernet-Stecker an- schliessen	
	2.4: Die Tür gemäss der Betriebsanleitung schliessen.	
3.	Betriebsspannung gemäss der Betriebsanlei- tung herstellen.	
4.	Das Ethernetkabel am PC einstecken.	<ul> <li>Photometer: Auf der Anzeige oben rechts wird die IP-Adresse 169.254.1.1 ange- zeigt.</li> <li>PC: Der PC sucht für ca. 1 Minute nach einer IP-Adresse und meldet dann, dass eine LAN-Verbindung mit ein- geschränkter Konnektivität vorhan- den ist.</li> <li>Wenn dies nicht der Fall sein sollte das Kapitel 5.2/Kapitel 5.3 konsultiert werden</li> </ul>

	ARBEITSSCHRITT	ZUSATZINFO / BILDER
5.	Kommunikation zwischen PC und Photometer herstellen.	
	5.1: Internetbrowser starten und in der Adress- zeile: http://169.254.1.1 eingeben. Eine Internetseite zur Anmeldung des Photo- meters erscheint.	Internet Explorer, Firefox oder Chrome verwenden
	5.2: Im Eingabefeld <b>Code</b> die Zahl 0 eingeben und die Taste <b>anmelden</b> drücken. Die Web-Benutzeroberfläche zum Photometer wird geöffnet.	<b>1</b> Standard Code ist <b>0</b> .
6.	Konfiguration gemäss der Betriebsanleitung vornehmen.	
7.	Vorgang durch Drücken der Taste <b>Logout</b> ab- schliessen.	Das Ethernetkabel kann nun wieder entfernt werden und das Photome- ter kann wieder geschlossen wer- den.

## 5.2 IP-Adresse bei PC mit Windows XP anpassen

Wenn sich der PC nicht im gleichen IP-Adressbereich wie das Photometer befindet, kann mit dem Internetbrowser keine direkte Verbindung hergestellt werden. In diesem Fall muss die IP-Adresse des PCs an diejenige des Photometers angepasst werden. Für **Windows XP** dazu folgende Schritte ausführen:



	ARBEITSSCHRITT	ZUSATZINFO / BILDER
1.	Start → Einstellungen → Netzwerkverbin- dungen wählen.	
2.	LAN-Verbindungen anwählen und mit rech- ter Maustaste Eigenschaften auswählen.	
3.	Internetprotokoll TCP/IP anwählen und Ei- genschaften auswählen.	
4.	Im Register Allgemein das Feld Folgende IP- Adresse verwenden wählen.	
5.	<ul> <li>Folgende Adressen im Eingabefeld eingeben:</li> <li>IP-Adresse: 169.254.1.2</li> <li>Subnetzmaske: 255.255.0.0</li> <li>Standardgateway: 0.0.0.0</li> <li>Die Eingabe mit OK bestätigen.</li> </ul>	
6.	Internetbrowser starten.	Internet Explorer, Firefox, Chrome Die Verwendung des Explorer 9 kann zu Problemen füh- ren. Im Zweifelsfall einen anderen Browser auswählen.
7.	Die IP-Adresse des Photometers (z.B. http://169.254.1.1) im Adressfeld des Browsers eingeben und bestätigen. Die Web- Benutzeroberfläche des Photometers startet.	

## 5.3 IP-Adresse bei PC mit Windows 7 anpassen

Wenn sich der PC nicht im gleichen IP-Adressbereich wie das Photometer befindet, kann mit dem Internetbrowser keine direkte Verbindung hergestellt werden. In diesem Fall muss die IP-Adresse des PCs an diejenige des Photometers angepasst werden. Für **Windows 7** dazu folgende Schritte ausführen:



	ARBEITSSCHRITT	ZUSATZINFO / BILDER
1.	Start $\rightarrow$ Systemsteuerung $\rightarrow$ Netzwerk und Internet $\rightarrow$ Netzwerk- und Freigabecenter wählen.	
2.	LAN-Verbindungen anwählen und die Taste Eigenschaften auswählen.	
3.	Internetprotokoll Version 4 (TCP/IP V4) markieren und dann die Taste Eigenschaften drücken.	
4.	<ul> <li>Im Register Allgemein das Feld Folgende IP-Adresse verwenden aktivieren und die folgenden Adressen im Eingabefeld eingeben:</li> <li>IP-Adresse: 169.254.1.2</li> <li>Subnetzmaske: 255.255.0.0</li> <li>Standardgateway: 0.0.0.0</li> <li>Die Eingabe mit OK bestätigen.</li> </ul>	
5.	Internetbrowser starten.	Internet Explorer, Firefox, Chrome Die Verwendung des Explorer 9 kann zu Problemen füh- ren. Im Zweifelsfall einen anderen Browser auswählen.
6.	Die IP-Adresse des Photometers ( <u>http://169.254.1.1</u> ) im Adressfeld des Brow- sers eingeben und bestätigen. Die Web- Benutzeroberfläche des PHOTOMETER startet.	

## 5.4 Startseite im Messbetrieb

1)		OilGuard 2	- Inc Company	
logout 3	OilGuard 2	K5 OIW5	2.357 3	FLU
		32-Tage Logger	Fenster Öffnen	)
		Eingänge	<b>••••</b> 1 2 2 4 5 <b>5</b>	)
		Ausgänge		·
		S1	MB1: 0 - 100	
			•	
	Participant and Participant			
	7			

Abbildung 9: Startseite Web-Benutzeroberfläche

1	<b>Taste Logout</b> Die Kommunikation zwischen dem Photometer und der Web- Benutzeroberfläche wird unter- brochen.	2	<b>OilGuard 2</b> Hier befinden sich die lokalen Menüs des OilGuard 2.
3	<b>Aktueller Messwert</b> Die Reihenfolge der Kanäle, kann im Menü Display eingestellt wer- den.	4	<b>32-Tage Logger</b> Nach Drücken des Buttons <b>Fenster</b> <b>Öffnen</b> erscheint in einem neuen Fens- ter ein Loggerdigramm. Kapitel 5.8
5	<b>Eingänge/Ausgänge:</b> Status der Ein-/Ausgänge. Wenn ein Ereignis auftritt das im Menü Ein/Ausgänge aktiviert wurde, beginnt das Lämp- chen beim jeweiligen Ausgang oder Eingang zu leuchten.	6	<b>Status Sensoren</b> Zeigt an welche Sensoren verwendet werden.
7	<b>Sprachumschaltung</b> Pulldown-Menü zur Sprachum- schaltung.		

#### 5.5 Einstellen der Betriebssprache Web-Benutzeroberfläche

Die Betriebssprache kann unterhalb des Menübaums mittels Pulldown-Menü ausgewählt werden. Kapitel 5.4

#### 5.6 In Servicebetrieb umschalten Web-Benutzeroberfläche

Nach dem Login erscheint die Hauptseite. Hier befindet sich das Gerät im Messbetrieb. Durch das Drücken auf die Taste **OilGuard 2** gelangt man in den Servicebetrieb. Durch einmaliges Klicken auf die Taste **Home** kann der Normalbetrieb wieder erreicht werden. Kapitel 5.7

## 5.7 Tastenfunktionen im Servicebetrieb

2)	SIGRIST	G1 Inaktiv			
logout	K Home OilGuard 2	Mode	Inaktiv		
	<ul> <li>Display</li> <li>Nachkali</li> </ul>	GW oben	-5000		
	- Simulation	GW unten	-5000	}	4
	G1 Inaktiv G2 Inaktiv	Einschaltverz.	2		
1)	Stromausgänge     Ein-/Ausgänge     Diei Scholtt	Ausschaltverz.	1		
	Coger     Configuration     Mess. Kanale     Mess-Info     System-Info	Aktualisieren 7		Speich 6 Zurücksetzen 5	
© SIGRIST-PHO	TOMETER AG, CH-6373 Ennetbürgen			Ver. 1.5.16906-3601	

Abbildung 10: Tastenfunktionen

1	Menüstruktur des OilGuard 2.	2	Mit der Taste <b>Logout</b> kann man sich von der Web-Benutzeroberfläche ab- melden.
3	Taste <b>Home</b> wechselt auf den Startbildschirm (Messbetrieb) zu- rück.	4	<b>Eingabebereich</b> Hier können Werte über die Tastatur eingegeben oder Funktionen aus Pull- down-Menüs ausgewählt werden.
5	Mit der Taste <b>Zurücksetzen</b> kann die Eingabe abgebrochen werden.	6	Mit der Taste <b>Speichern</b> können ein- gegebene Werte vom Gerät übernom- men werden.
$\bigcirc$	<b>Aktualisieren</b> Mit dieser Taste können die aktuell gespeicherten Werte aus dem Ge- rät ausgelesen werden.	8	Sprachwahl

## 5.8 Diagramm von Loggerdaten



Abbildung 11: Diagramm Loggerdaten

1	Detaillierte grafische Messwertdar- stellung über den unter (8) gewähl- ten Zeitraum. X: Zeitachse y: Messbereich (Der für den jewei- ligen Kanal gültige Messbereich wird unter (6) angezeigt)	2	Zeit Skala Legt fest, über welchen Zeitraum die Loggerdaten vom Gerät geladen wer- den. Die geladenen Datenpunkte wer- den als Vorschau unter (8) dargestellt. Für das Laden der maximal möglichen Zeitspanne von 32 Tagen wird ca. 1 Minute benötigt.
			<b>Gross angezeigter Bereich</b> Zeigt an, welcher unter Punkt 8 ge- wählte Bereich, eingestellt ist.
			<b>Datum Cursor</b> Zeigt Datum der angezeigten Messwer- te an (Cursorposition).
			Detail
			Prozent aller Messpunkte, welche auf dem Diagramm dargestellt werden.
			<b>Werte</b> Legt fest, ob die Kurven Minimum-, Maximum-, oder Durchschnittswerte darstellen.
3	<b>Einstellungen</b> Nach Drücken dieser Taste er- scheint ein Drop-Down Menü in dem die Messbereiche für jeden Kanal einzeln eingestellt werden. Änderungen werden auch für die Grafikanzeige am Gerät übernom- men.	4	<b>Exportort (TSV)</b> Hier kann die Loggerdatei als txt-Datei exportiert werden

5	Messwertanzeige bezogen auf die Cursorposition (7). Es werden je- weils der Minimal- (Doppelpfeil nach unten), der Maximal- (Dop- pelpfeil nach oben) und der Durch- schnittstwert angezeigt.	6	Alle verfügbaren Messwertkanäle wer- den aufgelistet. Jeder Kanal kann akti- viert oder deaktiviert werden.
7	Cursor Festlegen von welchem Zeitpunkt die Messwerte angezeigt werden sollen. Cursorposition wird durch Mausbewegung verändert.	8	Einstellen des gewünschten Zeitseg- ments in welchem die Messwerte an- gezeigt werden sollen. Sowohl die Dauer wie auch der Zeitpunkt kann eingestellt werden.

# 6 Feldbusschnittstelle

## 6.1 Einführung

Das Photometer kann über die Feldbusse Modbus TCP/RTU / Profibus DP und HART betrieben werden. Dazu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Der Computer bzw. das Leit- oder Steuersystem muss mit dem Bussystem Profibus DP/ Modbus RTU / Modbus TCP / HART.
- Der Computer bzw. das Leit- oder Steuersystem muss über eine Software verfügen, welche die vom Messgerät bereitgestellten Daten in geeigneter Weise verarbeiten kann. Die SIGRIST-PHOTOMETER AG kann hierfür keinen Support anbieten.
- Das Photometer muss mit dem entsprechenden Zusatzmodul ausgerüstet sein.
- Das Photometer muss mit dem Bussystem verbunden sein.



Das separat erhältliche White Paper (Dokunummer 10662D) informiert ausführlich über die Bussysteme und deren Verwendung.

Die für die Programmierung erforderliche Adresstabellen befinden sich - nach Bussystem getrennt - in den nachfolgenden Kapiteln.

## 6.2 Übersicht Modbus RTU und Profibus DP



Abbildung 12: Übersicht Feldbusschnittstellen

1	Feldbusschnittstelle (Anschluss- print) für <b>Profibus DP</b> .	4	Feldbusschnittstelle (Anschlussprint) für <b>Modbus RTU.</b>
2	Anschlussklemmen Profibus DP.	5	Anschlussklemmen Modbus RTU.
3	DIL-Schalter für Abschlusswider- stände. Schalter (1 und 2) müssen auf <b>ON</b> stehen.	6	DIL-Schalter für Abschlusswiderstände. Schalter (1 und 2) müssen auf <b>ON</b> ste- hen.

## 6.3 Klemmenbelegung Modbus RTU/Profibus DP

KLEMMEN	MODBUS / PROFIBUS	FUNKTIONSBESCHREIBUNG
11 늪	Erdung IN	Anschluss für Kabelabschirmung
12 A	RS485-A IN	Datenanschluss
13 B	RS485-B IN	Datenanschluss
14 늪	Erdung OUT	Anschluss für Kabelabschirmung
15 A	RS485-A OUT	Datenanschluss
16 B	RS485-B OUT	Datenanschluss

Die Klemmen des Profibus DP/Modbus RTU sind wie folgt zu belegen:

## 6.4 Fehlercodes

Die Fehlercodes gelten für alle Feldbusvarianten. Die Bedeutung der einzelnen Fehler und die einzuleitenden Massnahmen sind in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Kein Fehler	Priorisierte Fehler	Fehler	Warnungen
0: KEIN FEHLER	1: DEFAULTWERTE 3: CRC EXPERTEN 4: CRC USER 5: CRC DISPLAY 6: EXT RAM 63: SW.VERS.	8: Seriell 1 17: Messfehler 19: Lichtquelle1 53: Io Port	2: WATCHDOG 25: U EIN 27: ABGLEICH 33: STROM 1

EXTERN (43) kann vom Anwender als Warnung, Fehler oder Priorisierter Fehler konfiguriert werden. Kapitel 3.7.1

## 6.5 Modbus RTU

- Die elektrische Installation des Modbus wird im Kapitel 6.3 beschrieben.
- Für den Anschluss an den Modbus RTU muss das optional erhältliche Modbus-Modul im Photometer integriert sein.
- Damit mit dem Modbus gearbeitet werden kann, müssen im Menü **Digi.Schnitt**. → **Modbus** die Bus-Parameter korrekt eingestellt sein. Wenn die dazugehörenden Parameter verändert wurden, wird die Funktion erst mit einem Neustart wirksam.
- Wenn das Photometer als Endgerät eingesetzt wird, muss der DIL-Schalter S2/1 auf dem Anschlussmodul eingeschaltet (ON) sein. Kapitel 6.2



Das Schreiben von Daten in nicht dokumentierte Adressen kann zur Funktionsuntüchtigkeit des Geräts führen.

Es dürfen nur die folgenden dokumentierten Adressen verwendet werden.

REGISTER	ADRESSE	DATEN-TYP	FUNKTION	WERTE
30001	0x0000	Unsigned Integer bits 15-0	Status	Kapitel 6.4
30002	0x0001	Unsigned Integer bits 15-0	Störungsquelle	0: Lokal (OilGuard 2)
30003	0x0002	Real 32-bit Intel single precision bits 15-0	Mess.Kanal 1	0 1000 FLU (für Stan- dardmessung ohne Kun- denspezifische Anpas-
30004	0x0003	Real 32-bit Intel single precision bits 31-16		sungen von Linearisie- rung, Skalierung und Offset)

Folgende Werte können mit Modbus-Funktion 4 gelesen werden:

## 6.6 Modbus TCP



Die Modbus TCP Schnittstelle ist standardmässig im Photometer integriert. Der Ethernet-Stecker befindet sich dabei in der Frontabdeckung des Photometers. Für eine Installation im Industrieumfeld steht optional ein IP66 tauglicher Stecker zur Verfügung (Betriebsanleitung).

- Die Modbus TCP Kommunikation läuft auf Port 502.
- Es darf gleichzeitig nur eine Modbus TCP Verbindung bestehen. Eine unbenutzte Verbindung wird nach einer Minute automatisch getrennt.
- Damit mit dem Modbus TCP gearbeitet werden kann, müssen im Menü Digi.Schnitt. → Ethernet die Bus-Parameter korrekt eingestellt werden.
- Die Adresstabelle und die gültigen Funktionen sind dieselben wie beim Modbus RTU.
- Installieren des Ethernetkabels gemäss Kapitel 5.1.

## 6.7 **Profibus DP**

- Die elektrische Installation des Profibus DP wird im Kapitel 6.3 beschrieben.
- Für den Anschluss an den Profibus DP muss das optional erhältliche Profibus-Modul im Photometer integriert sein.
- Damit mit dem Profibus gearbeitet werden kann, müssen im Menü Digi.Schnitt.\ Profibus die Bus-Parameter korrekt eingestellt sein. Wenn die dazugehörenden Parameter verändert wurden, wird die Funktion erst mit einem Neustart wirksam.
- Wenn das Photometer als Endgerät eingesetzt wird, muss der DIL-Schalter S2/1 auf dem Anschlussmodul eingeschaltet (ON) sein. Kapitel 6.2

EINGANGS ADRESSE	AUSGANGS ADRESSE	MODULNAME	FUNKTION	WERTE
0		0x50 1 Word	Status	Kapitel 6.4
2		0x51 2 Word	Mess. Kanal 1	
6		0x51 2 Word	Reserve	
10		0x51 2 Word	Reserve	
14		0x51 2 Word	Reserve	
18		0x51 2 Word	Reserve	
22		0x51 2 Word	Reserve	
26		0x51 2 Word	Reserve	
30		0x51 2 Word	Reserve	
34		0x51 2 Word	Reserve	
38		0x51 2 Word	Reserve	
42		0x51 2 Word	Reserve	
46	0	0x30 1 Byte	Live	Live (Byte) invertiert Eingangssignal
47	1	0x30 1 Byte	Betriebsmode	0: Betrieb 1: Unbenutzt 2: Abgleich ausführen 3: Service

## 6.8 Funktion der Live-Felder im Profibus-DP

Die zwei Live-Felder dienen dazu die Kommunikation zwischen Photometer und Profibus-DP zu überwachen. Dies geschieht auf folgende Weise:

Im Statusfeld wechselt das höherwertige Byte im Halbsekundentakt zwischen 0 - 1 - 0. Um dieses Feld auszuwerten, muss das Feld mindestens jede halbe Sekunde abgefragt werden. Auf Ausgabeadresse 0 ist ein Byte-Feld, welches ebenfalls zur Kontrolle verwendet werden kann. Wird in dieses Feld geschrieben, wird der invertierte Wert auf Eingabeadresse 46 ausgegeben. Diese Kontrolle ist nicht von der Abfragezeit abhängig.

## 6.9 Einführung HART

# 1

- Für den Anschluss an ein HART muss das optional erhältliche HART-Modul im Photometer integriert sein.
- Das HART-Modul muss im Menü Digi.Schnitt./HART aktiviert werden. Mit der Aktivierung von HART wird der Parameter Strom → Allgemein → Bei Fehler auf 3.6mA gemäss HART Norm gesetzt. Der Bereich von Stromausgang 1 ist fix auf Messbereich 1 eingestellt.





## 6.10 Anschluss HART

Klemmen	HART	Funktionsbeschreibung
1	mA+ In	Muss mit Klemme 13 (mA 1+) von NG_Bedi verbunden sein.
2	mA- In	Muss mit Klemme 12 (mA 1-) von NG_Bedi verbunden sein.
3	Shield	Kabel-Abschirmung.
4	mA+ Out	Stromausgang 1 (+) mit HART ist auf die Anschlussklemme 26 geführt
5	mA- Out	Stromausgang 1 (-) mit HART ist auf die Anschlussklemme 25 geführt

Die Klemmen des HART-Moduls sind wie folgt belegt:

Der Schleifenwiderstand am Stromausgang 1 kann für die HART-Kommunikation im Bereich zwischen 230 und 500 Ohm liegen.

# 1

Das HART-Modul muss im Menü **Digi.Schnitt./HART** aktiviert werden. Mit der Aktivierung von HART wird der Parameter **Strom**  $\rightarrow$  **Allgemein**  $\rightarrow$  **Bei Fehler** auf 3.6mA gemäss HART Norm gesetzt. Der Bereich von **Stromausgang 1** ist fix auf **Messbereich 1** eingestellt.

HART Process Variables	Funktion	Werte
Primary Variable	Messwert Kanal 1	Messwert 1
Secondary Variable	Reserve	
Third Variable	Reserve	
Fourth Variable	Reserve	
Additional Status	Status	Prio/Fehler/Warnungen Kapitel 3.8.3
Re-range Primary Variable	Upper Range Value	Messbereich 1 Von
	Lower Range Value	Messbereich 1 Bis

# 7 Anhang

## 7.1 Menüstruktur & Werkseinstellungen

Menü Lokal OilGuard 2		⊳ Menü
▷ Display	▷ Allgemein:	(auswanien)
	<ul> <li>Zeit Scala: 3 Min   15 Min   1 Std.   3 Std.   9 Std.   1 Tag   3 Tage   10 Tage</li> <li>Werte: Min. Wert   Mittel-Wert   Max. Wert</li> <li>Bei Service: 0 Wert   Letzter Wert</li> </ul>	Option (veränderbar)
	<ul> <li>▷ Kanal 1:</li> <li>■ Auflösung: 1.234</li> <li>■ Min. Auto: Inaktiv   Aktiv</li> <li>■ Min. Wert: 0.000</li> <li>■ Max. Auto: Inaktiv   Aktiv</li> </ul>	<ul> <li>Information (nur lesen)</li> <li>Funktion (ausführen)</li> </ul>
	■ Max. Wert: <b>10.00</b>	
⊳ Nachkali	▷ Kanal 1:	<b>ک</b> Beispielwert
	<ul> <li>Sollwert: №9.456</li> <li>Istwert: №9.235</li> <li>Akt.Korr: №1.025</li> <li>Abgleich: auslösen</li> </ul>	<b>fett</b> = Werks- einstellung
▷ Simulation	<ul> <li>Messwert Mode: Aus   Statisch   Dynamisch   Simu-Wert</li> <li>Simu-Wert: 1.000</li> <li>Fehler Mode: Aus   Fehler</li> <li>Stromausgänge: Aus   0mA   4mA   8mA   10mA   12mA   16mA   20mA</li> <li>Ausgänge: Aus   Alle Aus   Alle Ein   1 5 (7) Ein</li> </ul>	kursiv = optional
▷ Grenzwerte	▷ Grenzwert 1 2	
	<ul> <li>Mode: Inaktiv   Überschreit.   Unterschreit.</li> <li>GW oben: K1/2: 1.000 / 10.00</li> <li>GW unten: K1/2: 0.900 / 9.000</li> <li>Einschaltverz.: 0 s</li> <li>Ausschaltverz.: 0 s</li> </ul>	
▷ Stromausgänge	▷ Strom Allgemein	
	■ Bereiche: ■ Definieren	
	<ul> <li>▷ MB1: ■ Von: 0.000 ■ Bis: 100</li> <li>▷ MB2: ■ Von: 0.000 ■ Bis: 30</li> <li>▷ MB3: ■ Von: 0.000 ■ Bis: 10</li> <li>▷ MB4: ■ Von: 0.000 ■ Bis: 5</li> <li>▷ MB5: ■ Von: 0.000 ■ Bis: 2</li> <li>▷ MB6: ■ Von: 0.000 ■ Bis: 1</li> <li>▷ MB7: ■ Von: 0.000 ■ Bis: 0.3</li> <li>▷ MB8: ■ Von: 0.000 ■ Bis: 0.1</li> </ul>	
	<ul> <li>0/4mA20mA: 0-20mA   4-20mA</li> <li>Bei Service: 0 Wert   Letzter Wert   Nachkali   Messen</li> <li>Max. Wert: 21 mA</li> <li>Bei Fehler: 2 mA</li> <li>Auto Hysterese: 10%</li> <li>Auto 1 von: MB1</li> <li>Auto 1 bis: MB8</li> </ul>	
	▷ Strom 1	
	■ Bereich: MB1-8   In 1/2   Auto 1	

Fortsetzung 🗲

Bitte ausklappen 🛛 🛁 🗲

⊳ Ein-/Ausgänge	<ul> <li>Eingänge</li> <li>Allgemein</li> <li>Bez.Ext.Eing.:</li> <li>Prio.Ext.Eing: Aus   Warnung   Fehler   Prio-Fehler</li> <li>Eingang 1 4</li> <li>Aus   Invers   Betrieb/Serv.   Extern   MB-In1 Bit 0   MB-In 1 Bit 1   MB-In1 Bit 2   MB-In2 Bit 0   MB-In 2 Bit 1   MB-In2 Bit 2</li> <li>Ausgang 1 5 (7)</li> <li>Invers   Prio-Fehler   Fehler   Warnung   Service   Abgleich   Grenzwert 1 2  </li> </ul>	<ul> <li>Menü (auswählen)</li> <li>Option (veränderbar)</li> <li>Information (nur lesen)</li> </ul>
⊳ Digi.Schnitt	MB-Out1 Bit 0   MB-Out 1 Bit 1   MB-Out1 Bit 2 ▷ Modbus (Optional)	<ul> <li>Funktion</li> <li>(ausführen)</li> </ul>
	<ul> <li>Slave Nr.: 1     240</li> <li>Baudrate: 4800   9600   19200   38400   57600   115200   230400 Baud</li> <li>Parity: Gerade   kein   Ungerade</li> </ul>	Beispielwert fett = Werks-
	<ul> <li>Profibus DP (Optional)</li> <li>Steuerung: Lokal   Extern</li> <li>Slave Nr.: 1     240</li> </ul>	— einstellung
	> HART (Optional)	
	■ HART: Inaktiv   Aktiv	
	▷ Ethernet	_
	<ul> <li>DHCP: Nein   Ja</li> <li>IP-Adresse: 169.254.1.1</li> <li>Gateway Adr.: 0.0.0.0</li> <li>Sub-Net Mask: 255.255.0.0</li> <li>Senden:</li></ul>	
▷ Logger	■ Intervall: 10 s	
	Daten / Definieren: Aktiv   Fehler   Stromwert	
	▷ Abst-Zeichen: ■ Tab   Komma	
	▷ End-Zeichen: ■ CR + LF (Windows)   CR (Mac)   LF (Unix)	_
▷ Konfiguration	<ul> <li>Sprache: Deutsch   English   Francais   Espanol   Nederlands   Portugues</li> <li>Betriebszwang: 60 1800s 60000 s</li> <li>Zugriffscode: 0</li> <li>Display dimmen: 0 117 127</li> <li>Datum: TT.MM.JJJJ</li> <li>Zeit: hh:mm:ss</li> <li>Datumsformat: TT.MM.JJJJ   TT/MM/JJJJ   MM/TT/JJJJ</li> <li>Sommerzeit: Nein   Ja   Europa</li> <li>Bezeichnung:13-stellige Messstellenbezeichnung</li> </ul>	

Fortsetzung 🗲

Bitte ausklappen 🛛 🛁 🗲

⊳ Mess. Kanäle	
	■ Kanal-Wahl: <b>K1</b> K8, In1, In2
	⊳ Kanal 1
	<ul> <li>■ Linearisierung: ■ definieren</li> <li>▷ Tab 0: (IST: 100.0 (SOLL: 100.0)</li> <li>▷ Tab 1: (IST: 0.000 (SOLL: 0.000)</li> <li>▷ Tab 2: (IST: 0.000 (SOLL: 0.000)</li> <li>▷ Tab 3: (IST: 0.000 (SOLL: 0.000)</li> <li>▷ Tab 4: (IST: 0.000 (SOLL: 0.000)</li> <li>▷ Tab 5: (IST: 0.000 (SOLL: 0.000)</li> <li>▷ Tab 5: (IST: 0.000 (SOLL: 0.000)</li> <li>▷ Tab 7: (IST: 0.000)</li></ul>
▷ Mess Info	Informationen zum OilGuard 2
▷ History	<ul><li>▷ Fehler</li><li>▷ Abgleich</li></ul>
▷ System-Info	▷ Geräte Typ: □ OilGuard 2         ▷ Seriennummer: □ ¥ 632010         ▷ Software Vers.: □ ¥ 322         ▷ Betriebs-Std.: □ ¥ 514 h         ▷ User -> SD → ■ kopieren         ▷ Expert -> SD → ■ kopieren         ▷ Mess -> SD → ■ kopieren         ▷ Diag -> SD → ■ kopieren         ▷ Code □         ▷ Werkseinst. → ■ laden

Bitte ausklappen 🛛 🛁 🗲

# 8 Index

#### Α

Abgleich	13
Adressen, Modbus	56
Adresstabelle	53
Aufbewahrungsort	6
Ausschaltverzögerung	16
Automat. Messbereichsumschaltung	20

#### В

Baudrate	24
Betriebssprache, Web-Benutzeroberfläche	49
Betriebsstundenzähler	
Betriebszeit	
Betriebszwang	29

## С

#### D

Daten, kopieren	43
Diagnosedaten identifizieren	41
Dokumentation, weitere	5

#### Ε

Einheit, kundenspezifische	32
Einschaltverzögerung	15

#### F

Fachbegriffe,	, Glossar5	,
---------------	------------	---

#### G

Gerätetyp	38
Glättung des Messwerts	33
Grenzwert, unten	15
Grenzwert. oben	15

#### Н

History, Fehler	35
Hysterese	21

#### I

Inbetriebnahme, Web-Benutzeroberfläche4	6,	47
Integration		.33
Integrationszeit	2,	33

#### L

Linearisierungskurve erstellen	32
--------------------------------	----

#### Μ

32 31
51
24
24
15
35
12
29
28
34
13
14
17
38
31
19
22
10
צו דו
17
18
56
57

#### Ν

Nachbestellung der	Dokumente	6
--------------------	-----------	---

#### 0

```
Optokopplereingänge ......9
```

#### Ρ

Paritätsbits	24
Piktogramme	7
Profibus DP	58
Programmierung	53

#### S

Schema Ein-/Ausgänge	8
Schwankungen, Messwert	33
Senden	26

Seriennummer	38
Servicebetrieb, Benutzeroberfläche	49
Sicherheitssymbole	6
Skalierungsfaktor, Masseinheit	31
Slavenummer	24, 25
Software, laden, neu	42
Software, Version	38
Strukturierung, Fehlermeldung	36
Sub-Net Mask	26

#### U

Untermenü			
0/4 20 mA			17
Abgleich			35
Abstandszeichen			28
Akt.Korr			13
Auflösung			12
Ausgänge			14
Ausgänge 1/2			23
Ausschaltverz.			16
Auto 1 bis			19
Auto 1 von			19
Auto Hysterese			19
Baudrate		24,	25
Bei Fehler			19
Bei Service			18
Bereich	17,	20,	31
Betriebszwang			29
Bezeichnung		30,	32
Daten/Aktiv			28
Daten/Fehler			28
Daten/Stromwert			28
Datum			30
Datumsformat			30
DHCP			25
Diag-> SD			39
Display Helligk			29
Eingang 1 4			22
Einheit			32
Einschaltverz			15
Endzeichen			28
Expert-> SD			39
Fehler			35

Fehler Mode	14
Gateway-Adr	26
GW oben	15
GW unten	15
Integration	32
Intervall	28
IP-Adresse	25
lstwert	13
Linearisierung	31
Max. Wert	2, 19
Mess-> SD	39
Messwert Mode	14
Min. Auto	12
Min. Wert	12
Mode	15
Offset	31
Parity	24
Simu-Wert	14
Skalierung	31
Slave Nr	4, 25
Sollwert	13
Sommerzeit	30
Sprache	29
Śteuerung	25
Stromausgänge	14
User-> SD	38
Zeit	30
Urheberrechtliche Bestimmungen	6

#### V

Versionsnummer, Software	38
Vorgabewerte	10

#### W

Web-Benutzeroberfläche	44
Web-Inbetriebnahme	44
Werkseinstellungen	39
White Paper Feldbus	53

#### Ζ

Zugriffscodes,	ändern	29
----------------	--------	----

SIGRIST-PHOTOMETER AG Hofurlistrasse 1 CH-6373 Ennetbürgen Schweiz

Tel. +41 41 624 54 54 Fax +41 41 624 54 55 info@photometer.com www.photometer.com